

Bestellbogen Headmaster

Fax bitte an (0 61 03) 7 06 42 - 39

Patientendaten	Name:	
	Telefon:	Alter:
	Diagnose:	Körpergewicht:
	Klinik/Einrichtung:	rezept. Arzt:
	Orthopädie-/Rehatechniker:	Datum/Maß gen. am:

Headmaster Kopfhaltensystem

(Latex frei)

Bestell-Nr.:	Größe	Maß (cm)	Bestellmenge
HM-LF-01	L	13	
HM-LF-02	M	11,5	
HM-LF-03	S	10	
HM-LF-04	Junior	9	
HM-LF-05	Kind	7,5	
HM-LF-06	Kleinkind	6,5	



Abgabe/Einweisung:

Der Headmaster sollte von einem Orthopädie- oder Rehatechniker, d.h. von Fachpersonen angepasst und eingestellt werden, die den richtigen Sitz und die Haltung des Systems beurteilen und entsprechende Anpassungen vornehmen können.

Achtung:

Da die Aufnahme das Gewicht des Kopfes über den Unterkiefer auf das Brustbein überträgt, ist es wichtig, dass der Nutzer eine weitgehend intakte Zahnreihe hat, damit das Gewicht des Kopfes auch auf den Zähnen ruhen kann.

Anpassen der Halskrause

Formen Sie die Halskrause mit Ihren Händen in die gewünschte Weite und Höhe.



Wenn erforderlich, sparen Sie die Schlüsselbeine aus, so dass der Druck auf das Brustbein und den Brustkorb geleitet wird. Die Auflage am Brustbein kann, wenn erforderlich, zusätzlich abgepolstert werden.



Zubehör:



Nackenpolster

Bestell-Nr.:	Beschreibung	Bestellmenge
HM-NP-01	Nackenpolster passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	
HM-NP-02	Nackenpolster passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	
HM-NP-03	Nackenpolster passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	



Paravertebrale Polster

Bestell-Nr.:	Beschreibung	Bestellmenge
HM-PV-01	Paravertebrale Polster passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	
HM-PV-02	Paravertebrale Polster passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	
HM-PV-03	Paravertebrale Polster passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	

Ventrale Abstützung



Bestell-Nr.:	Beschreibung	Bestellmenge
HM-VA-01	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	
HM-VA-02	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	
HM-VA-03	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH

Stempel/Unterschrift:

Achtung Rücknahmebedingungen:

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung, dass es sich bei dem Kopfhaltssystem Headmaster um einen hygienesensiblen Artikel handelt.

Ist die Originalpackung beschädigt und/oder geöffnet, nehmen wir diesen Artikel nicht mehr zurück. Ebenso ist dieser dann auch vom Umtausch ausgeschlossen.

Datum:

Ansprechpartner: