

Bestellbogen Swivel Walker Serie 1000/1500


Fax bitte an (0 61 03) 7 06 42 - 39

- Komplettaufbau **Serie 1000** mit Begurtung, Achselhöhe Baumaß < 900 mm
- Komplettaufbau **Serie 1500** mit Begurtung, Achselhöhe Baumaß > 900 mm < 1500 mm
- Bausatz **Serie 1000** mit Begurtung, Achselhöhe Baumaß < 900 mm

Patientendaten	Name:	
	Telefon:	Alter:
	Diagnose:	Körpergewicht:
	Klinik/Einrichtung:	rezept. Arzt:
	Orthop. Techniker:	Datum/Maß gen. am:

Optionen	<input type="checkbox"/> 1 Paar Handgriffe
	<input type="checkbox"/> Grundplatte mit veränderbarem Körperschwerpunkt*
	<input type="checkbox"/> verlängerte Fußplatten (zusätzliche Stabilität)
	<input type="checkbox"/> Brustgurt (rot) mit Sicherheitsverschluß (Kunststoff)
	<input type="checkbox"/> Höhenverstellbare Knieblockhalterung (nur Serie 1000)
Hinweise	<input type="checkbox"/> Patient trägt Korsett
	<input type="checkbox"/> Patient trägt Innenschuh/Unterschenkel-Orthesen

* Haben Sie die Option Grundplatte mit veränderbarem Körperschwerpunkt für den SW Serie 1000 gewählt und das Baumaß X liegt über 218 mm, sind aus Sicherheitsgründen verlängerte Fußplatten einzusetzen.



$$X = \frac{\text{Körpergröße}}{5} = \text{mm}$$

Maßangaben in mm, Maßzugaben siehe S. 44		Endmaße einschl. Toleranz
A	Körpergröße	mm
B	Achselhöhe minus 30 – 50 mm	mm
C	Fußsohle – Scheitelpunkt – Gesäß	mm
D	Fußsohle bis Schritt minus 30 – 50 mm	mm
E	Fußsohle zum Kniegelenkspalt	mm
F	Schulterbreite	mm
G	Brustkorbbreite (mit Korsett) + 15 mm	mm
H	Hüftbreite (mit Korsett) + 20 mm	mm
J	Sakralbandlänge	mm
K	Tiefe zum oberen Bügel + 50 mm	mm
L	Lichte Weite Seitenstr. (siehe Tabelle)	mm

Grundplatte	Baumaß x	Baumaß L
klein	150	210
	178	250
	206	250
mittel	190	250
	218	290
	246	290
groß	230	290
	258	330
	286	330

Bestellt gemäß den AGB von Pro Walk GmbH:

Stempel/Unterschrift:

