

Bestellbogen


Dynamic GPS Soft-Orthese

Bitte per E-Mail an: info@prowalk.de

☐ Angebot ☐ Bestellung

**PRO
WALK**

Sanitätshaus/Ansprechpartner:		Interne Kontroll-Nr.:	
Adresse:		Bestell-Nr.:	
Name des Patienten:			
Körpergröße:	Alter:	Gewicht:	☐ männlich ☐ weiblich
abweichende Lieferadresse:			
☐ Folgeversorgung ☐ Erstversorgung			

**Farbmuster siehe Farbkarte!****Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

- 1) Die Richtlinien des Maßnehmens und der Versorgungsoptionen sind dem jeweils aktuellen Handbuch zu entnehmen. Dieses ist Bestandteil der Zertifizierungs- und Refresherseminare.
- 2) Grundsätzlich gilt: Die Maße sind locker und ohne Spannung zu nehmen.
- 3) An den jeweiligen Abschlussmaßen sind 5% Maßzugabe hinzuzugeben, da die Orthesen volumenreduziert gefertigt werden, um ihre volle Wirkung entfalten zu können. Wird dies nicht berücksichtigt, kann es zu Einschnürungen an den Orthesenenden kommen.
- 4) Die Lyricalagen sind sorgfältig und nachvollziehbar mit dem Versorgungsziel abzugleichen.
- 5) Um Verzögerungen und Rückfragen im Bestellprozess zu vermeiden, sollte die Bestellung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden.

Besonderheiten/Bemerkungen:

Name des Patienten: _____

Bestell-Nr.: _____


RECHTS

Achtung:


16 = anatomisches Maß
(+4 mm)

„Fingerlänge“ = Orthesenlänge

Daumen	☐ 3 = _____
Zeigefinger	☐ 6 = _____
Mittelfinger	☐ 9 = _____
Ringfinger	☐ 12 = _____
Kleiner Finger	☐ 15 = _____




Achtung:
R6 = Ellenbogengelenk
über prominenteste Stelle
gemessen (+4 mm).
R4 = Abschluss der Orthese
R9 = Länge des Oberarmes,
Toleranz zur Achsel
berücksichtigen



bei Beugekontraktur erheben

Neutral-Null Flex/Ex: _____



Name des Patienten: _____

Bestell-Nr.: _____


LINKS

Achtung:

16 = anatomisches Maß
(+4 mm)

„Fingerlänge“ = Orthesenlänge

Daumen	☐ 3 = _____
Zeigefinger	☐ 6 = _____
Mittelfinger	☐ 9 = _____
Ringfinger	☐ 12 = _____
Kleiner Finger	☐ 15 = _____





Achtung:

R6 = Ellenbogengelenk
über prominenteste Stelle
gemessen (+4 mm).
R4 = Abschluss der Orthese
R9 = Länge des Oberarmes,
Toleranz zur Achsel
berücksichtigen

bei Beugekontraktur erheben

Neutral-Null Flex/Ex: _____



Ankreuzliste

Wenn von Ihnen nicht anders angegeben, wird die von Ihnen bestellte Dynamische GPS Soft-Orthese mit den hier markierten Standardoptionen geliefert. Wenn Sie diese nicht wünschen, streichen Sie diese deutlich aus und ergänzen den Bogen entsprechend.

PRO
WALK


Bitte berücksichtigen Sie, dass maximal sechs (6) Lycralagen übereinander vernäht werden können, d.h. maximal drei (3) Lycralagen vorne und drei (3) Lycralagen auf der Rückseite der Orthese. Sofern Sie eine ausgewählte Lycralage nicht näher definieren, wird diese als einlagige Option in Ihrer Versorgung berücksichtigt.

☐ Standardspezifikationen ☐ Standardspezifikationen wie vorgeschlagen plus Zusatzoptionen ☐ geänderte Standardspezifikationen plus Zusatzoptionen

Beschreibung:	RECHTS	Anzahl der Lagen	Option gewünscht	LINKS	Anzahl der Lagen	Option gewünscht
Verstärkungspelotte zur Unterstützung der Dorsalextension	DGPS-DEX.1	1	☒	DGPS-DEX.2	1	☒
Verstärkungspelotte zur Unterstützung der Supination	DGPS-SUP.1	1	☒	DGPS-SUP.2	1	☒
Reißverschluss über 2/3 des Unterarms	DGPS-ZDH.1	1	☒	DGPS-ZDH.2	1	☒

ARR

Radiale Seitenverstärkung von der Daumenbasis nach proximal
zur Unterstützung der Radialduktion, um der Ulnardeviation entgegenzuwirken



Vorderansicht


Rückansicht

DGPS-ARR.1 rechts ☐

DGPS-ARR.2 links ☐

AUR

Ulnare Seitenverstärkung
zur Unterstützung der Ulnarduktion, um der Radialdeviation entgegenzuwirken



Vorderansicht


Rückansicht

DGPS-AUR.1 rechts ☐

DGPS-AUR.2 links ☐

ATA

Verstärkungspelotte für die Daumenabduktion
um einer ausgeprägten Daumenadduktion entgegenzuwirken



Palmar


Dorsal

DGPS-ATA.1 rechts ☐

DGPS-ATA.2 links ☐

AIR

Verstärkungspelotte für die Pronation des Unterarms
um der Außenrotation der Schulter/des Arms entgegenzuwirken



Vorderansicht


Rückansicht

DGPS-AIR.1 rechts ☐

DGPS-AIR.2 links ☐

AED**Verstärkungspelotte für die Supination des Unterarms**

um der Innenrotation der Schulter/des Arms entgegenzuwirken




Vorderansicht



Rückansicht

DGPS-AED.1 rechts ☐DGPS-AED.2 links ☐**AHX**

Ellenbeuge

Verstärkungszüge, die gegen die Überstreckung des Ellbogens wirken (rechts/links, bitte Seite angeben!)DGPS-AHX.1 rechts ☐DGPS-AHX.2 links ☐**ADT**

Ellbogenspitze

Verstärkungszug, der die Extension im Ellbogen unterstütztDGPS-ADT.1 rechts ☐DGPS-ADT.2 links ☐**AEX****Bemaßen der Hand in Dorsalextension**
um gegen eine Flexion zu arbeiten☐ 10° ☐ 20° ☐ 30°DGPS-AEX.1 rechts ☐DGPS-AEX.2 links ☐**AFX****Bemaßen der Hand in Volarflexion**
um gegen eine Dorsalextension zu arbeiten.☐ 10° ☐ 20° ☐ 30°DGPS-AFX.1 rechts ☐DGPS-AFX.2 links ☐**AEA****Ellenbogengelenk Winkelangabe in Grad nach der Neutral-Null-Methode**




Winkelangabe: _____

DGPS-AEA ☐**ARD**

Die Orthese wird in 10° Radialduktion gefertigt, um einer bestehenden Ulnarduktion entgegenzuwirken.

DGPS-ARD.1 rechts ☐DGPS-ARD.2 links ☐

Optionen, die einer Ataxie und einem Tremor entgegenwirken:

ATP Spezielle Verstärkungspelotte, um einem proximalen Tremor im Unterarm entgegenzuwirken.  DGPS-ATP.1 rechts ☐ DGPS-ATP.2 links ☐	ATD Spezielle Verstärkungspelotte, um einem distalen Tremor im Unterarm entgegenzuwirken.  DGPS-ATD.1 rechts ☐ DGPS-ATD.2 links ☐	ATX Spezielle Verstärkungspelotte, um einem globalen Tremor im Unterarm entgegenzuwirken.  DGPS-ATX.1 rechts ☐ DGPS-ATX.2 links ☐ Vorderansicht Rückansicht
---	--	--

Zusatzoptionen

– ohne Abbildung –

Lycrazüge unter Vorspannung

DGPS-PSP

☐

genaue Angabe welcher Zug/Züge: _____

Reißverschlüsse

– ohne Abbildung –

Reißverschluss bis zum oberen Ende bei kurzem Arm	DGPS-A1.1 rechts ☐	DGPS-A1.2 links ☐
Reißverschluss bis zum oberen Ende bei langem Arm	DGPS-A2.1 rechts ☐	DGPS-A2.2 links ☐

Wähle aus jeder Rubrik eine Option 1–2–3 und fertig ist Deine individuelle Orthese!

PRO
WALK



1 Baumwollträgermaterial

	Hautfarben ☐
	Lila ☐
	Dunkelblau ☐
	Schwarz ☐
	Weiß ☐
	Rot ☐
	Racing Green ☐
	Dunkel Lila ☐
	Hell Rosa ☐
	Sky ☐
	Sweetheart* ☐
	Iceage* ☐

*(nur ventral am Rumpf anwendbar und **zusätzlich** zur Grundfarbe)

Trägermaterial-Nr:

2 Lycra-Pelotten/ Verstärkungszüge

	Hautfarben ☐
	Lila ☐
	Dunkelblau ☐
	Schwarz ☐
	Weiß ☐
	Knall Pink ☐
	Rot ☐
	Hell Rosa ☐
	Sky ☐

Lycra-Lager-Nr:

3 Nahtfarben

	Hautfarben ☐		Grün ☐
	Lila ☐		Orange ☐
	Dunkelblau ☐		Gelb ☐
	Schwarz ☐		Cerise ☐
	Weiß ☐		Racing Green ☐
	Knall Pink ☐		Dunkel Lila ☐
	Rot ☐		Sky ☐
	Hell Rosa ☐		

Bitte beachten Sie, dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Nahtfarben-Nr:

Bestellung erfolgt gemäß den AGB von Pro Walk GmbH:

Datum:

Ansprechpartner:

Stempel/Unterschrift: