

Maße

Dynamisches Super 3D-Gelenk

PRO
WALK

Dynamisches Subperineales 3D-Hüftgelenk – fix (nicht entriegelbar)



Bemaßung:

- obere Breite von 48 mm
- untere Breite von 99 mm
- Tiefe von 25 mm
- Gesamthöhe 178 mm

Weiteneinstellung der unteren Hüftgelenkschenkel

• stufenlos • individuell • federnd nachgebend oder fix



Dynamisches Subperineales 3D-Hüftgelenk – fix Junior

• Das dynamische Super-3D-Junior Gelenk (SUPER-Jun-4.0) – nicht entriegelbar.



- obere Breite von 31 mm
- untere Breite von 67 mm bei 10° Abduktion
- Tiefe von 18 mm
- Gesamthöhe 120 mm

