

# Bestellbogen

## Headmaster Kopfhaltensystem

Bitte per E-Mail an [bestellungen@prowalk.de](mailto:bestellungen@prowalk.de)

PRO  
WALK

<b>Patientendaten</b>	Name:	
	Telefon:	Alter:
	Diagnose:	Körpergewicht:
	Klinik/Einrichtung:	rezept. Arzt:
	Orthopädie-/Rehatechniker:	Datum/Maß gen. am:

## Headmaster Kopfhaltensystem (latexfrei)

Bestell-Nr.:	Größe	Maß (cm)	Bestellmenge
HM-LF-01	L	13	
HM-LF-02	M	11,5	
HM-LF-03	S	10	
HM-LF-04	Junior	9	
HM-LF-05	Kind	7,5	
HM-LF-06	Kleinkind	6,5	



### Abgabe/Einweisung:

Der Headmaster sollte von einem Orthopädietechniker, Rehatechniker, d.h. von Fachpersonen angepasst und eingestellt werden, die den richtigen Sitz und die Haltung des Systems beurteilen und entsprechende Anpassungen vornehmen können.

### Achtung:

Da die Aufnahme des Gewichtes des Kopfes über den Unterkiefer auf das Brustbein übertragen wird ist es wichtig, dass der Nutzer eine weitgehend intakte Zahnreihe hat, damit das Gewicht des Kopfes auch auf den Zähnen ruhen kann.

Anpassen der Halskrause  
Formen Sie die Halskrause  
mit Ihren Händen in die  
gewünschte Weite und Höhe.



Wenn erforderlich sparen Sie  
die Schlüsselbeine aus, so  
dass der Druck auf das Brustbein  
und den Brustkorb geleitet wird.  
Die Auflage am Brustbein kann,  
wenn erforderlich, zusätzlich  
abgepolstert werden.



# Zubehör

## Nackenpolster



Bestell-Nr.:	Beschreibung	Bestellmenge
HM-NP-01	Nackenpolster passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	
HM-NP-02	Nackenpolster passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	
HM-NP-03	Nackenpolster passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	



## Paravertebrale Polster

Bestell-Nr.:	Beschreibung	Bestellmenge
HM-PV-01	Paravertebrale Polster passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	
HM-PV-02	Paravertebrale Polster passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	
HM-PV-03	Paravertebrale Polster passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	

## Ventrale Abstützung



Bestell-Nr.:	Beschreibung	Bestellmenge
HM-VA-01	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	
HM-VA-02	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	
HM-VA-03	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	

Stempel/Unterschrift:

### Achtung Rücknahmebedingungen:

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung, daß es sich bei dem Kopfhaltensystem Headmaster um einen hygienesensiblen Artikel handelt.

Ist die Originalpackung beschädigt und/oder geöffnet, nehmen wir diesen Artikel nicht mehr zurück. Ebenso ist dieser dann auch vom Umtausch ausgeschlossen.

Datum: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_