



# Erfassungsbogen ProWalker®

Bitte per Mail an [bestellungen@prowalk.de](mailto:bestellungen@prowalk.de)

- Angebot  
  Bestellung  
  Probeversorgung  
  wachstumsbedingte Anpassung  
  Reparatur

Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine bestmögliche Versorgung mit dem ProWalker für

Kom.
------

zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

- Die Körpergröße sollte 83 cm nicht unterschreiten und darf 150 cm (bei Erstversorgung minus 10 cm, d.h. 140 cm) nicht überschreiten
- max. Körpergewicht 45 kg
- Maßblatt und Bestellbogen vollständig ausfüllen
- Maßnahmen in Rückenlage
- Maßnahmen in normaler Tageskleidung, Schuhen und gegebenenfalls Orthesen
- Um das Maß „B“ zu ermitteln, messen Sie vom Kniedrehpunkt bis zur Auftrittsfläche der Schuhsohle. Liegt ein funktioneller oder kontrakter Spitzfuß vor, ist dies entsprechend zu berücksichtigen (Längenausgleich)



**Nach Abschluss des vollständigen Maßnehmens, können wir Ihnen eine bestmögliche Versorgung mit dem ProWalker gewährleisten.**

Versorgerdaten	Firma:	
	zuständiger Mitarbeiter:	
	Telefon bei Rückfragen:	rezept. Arzt:
	Datum/Maß genommen am:	

**Notizen:**

---



---



---



---



---

# Maßblatt ProWalker®



Bitte per Mail an [bestellungen@prowalk.de](mailto:bestellungen@prowalk.de)




Patientendaten	Name:	Seriennummer bei vorh. Gerät:
	Straße:	PLZ/Ort:
	Telefon:	Geburtsdatum:
	Diagnose:	Körpergewicht:

**Bitte alle Maße in cm angeben!**

= Länge/Breite (cm)



### Schuhmaße:



### Handfixierung:



### Größe:

- S = 5 cm bis 8,5 cm
- M = 8,5 cm bis 10 cm
- L = 10 cm bis 12 cm
- XL = 12 cm bis 14 cm

Maß über den Spann =  
\_\_\_\_\_ cm

# Bestellbogen ProWalker®

Bitte per Mail an [bestellungen@prowalk.de](mailto:bestellungen@prowalk.de)

Kom.

Datum:

## PRO-W-100 ProWalker, Basiseinheit beinhaltet:

- Schienenapparat nach Maß in Sonderanfertigung, mit stufenlos einstellbarer Hüftabduktion- und Adduktion
- Beinschienen (mit Fallschlossverriegelung), inkl. Schuhaufnahme nach Maß, mit Adaptersystem zum Fahrgestell/Chassis
- ProWalker-Fahrgestell mit integriertem Richtungsfeststeller für Fronträder und Feststellbremse für Hinterräder

### Optionen:

**Zubehör**, diese Teile sind im Grundpreis nicht inbegriffen

	<b>Chassis</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1500 (weiß)		<b>Rangierhilfe</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1209
	<b>Aufrichthilfe</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1202		<b>Schreithilfe</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1270
	<b>Vorderachse</b> (nach Maß)	<input type="checkbox"/> PRO-W-1319 schmal, 600 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1390 breit, 700 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1396 extrabreit, 800mm		<b>Schuhaufnahmen</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1411 S (6,8 cm) <input type="checkbox"/> PRO-W-1412 M (7,3 cm) <input type="checkbox"/> PRO-W-1413 L (7,8 cm)
	(optional mit Lenkgestänge <sup>1)</sup> )	<input type="checkbox"/> PRO-W-1392 schmal, 600 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1393 breit, 700 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1394 extrabreit, 800mm			<b>Fußgamaschen</b>
	<b>Handfixierung</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1221 S <input type="checkbox"/> PRO-W-1222 M <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> PRO-W-1223 L <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> PRO-W-1224 XL		<b>Beinfixierung</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1421 Unterschenkel <input type="checkbox"/> PRO-W-1421 Oberschenkel
	<b>Parallelszugsystem</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1503 elastisch <input type="checkbox"/> PRO-W-1503 starr		<b>Thoraxpelotte</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1405 groß (25,5 – 31,5 cm) <input type="checkbox"/> PRO-W-1405 klein (19,5 – 22 cm)
	<b>Druckfeder</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1372 normal, weiß (bis 20 kg) <input type="checkbox"/> PRO-W-1373 stark, schwarz (bis 20 kg)		<b>Therapie Tisch<sup>4)</sup></b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1214
	<b>Kopfstütze<sup>2)</sup></b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1230.1 klein <input type="checkbox"/> PRO-W-1230.2 groß		<b>Hinterachse</b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1380 600 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1381 800 mm
	<b>Sitzhose<sup>3)</sup></b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1225 S <input type="checkbox"/> PRO-W-1226 M		<b>Einstiegsilfe<sup>5)</sup></b>	<input type="checkbox"/> PRO-W-1227

1) Die Lenkoption kann nur in Verbindung mit der Aufrichthilfe genutzt werden.  
 2) Die Kopfstütze kann nur in Verbindung mit der Thoraxpelotte genutzt werden.  
 3) Die Sitzhose kann nur in Verbindung mit der Thoraxpelotte genutzt werden.  
 4) Der Therapie Tisch kann nur in Verbindung mit der Aufrichthilfe genutzt werden.  
 5) Die Einstiegsilfe kann erst ab einer Körpergröße von 100 cm benutzt werden.

Bestellt gemäß den AGB von Pro Walk GmbH:

Stempel und Unterschrift