

Bestellbogen Saeboglove®

Bitte per E-Mail an bestellungen@prowalk.de



Kommission:

Orthopädietechniker/in:

Sanitätshaus:

Telefon:

Telefax:

Anschrift:

Bitte beachten Sie unbedingt vor Ihrer Bestellung das korrekte Vermessen und die Erläuterungen zur Auswahl der Handmodule und Liner.

Handgelenk:

Liner:

		(A) Umfang des Handgelenks					
		100 – 114	114 – 140	140 – 165	165 – 190	190 – 215	> 215
(B) Lichte Weite des Handrückens	< 64	S	S	S			
	64 – 76	S	S	M	M		
	76 – 89	S	M	M	M	M	L
	89 – 100			M	M	L	L
	> 100				L	L	L

		(A) Umfang der Hand					
		100 – 140	140 – 165	165 – 190	190 – 215	215 – 241	241 – 267
(B) Länge des Mittelfingers	152 – 165	XS	XS	XS			
	165 – 178	XS	XS	XS	S		
	178 – 190		S	S	S	M	
	190 – 203			M	M	L	XL
	> 203				L	XL	XL

	Größe des Handmoduls	Größe des Liners	Bestellnummer	Anzahl
links	Small	Extra Small	SB-GL-SM-XS-L	
	Small	Small	SB-GL-SM-SM-L	
	Medium	Extra Small	SB-GL-MD-XS-L	
	Medium	Small	SB-GL-MD-SM-L	
	Medium	Medium	SB-GL-MD-MD-L	
	Medium	Large	SB-GL-MD-LG-L	
	Large	Large	SB-GL-LG-LG-L	
	Large	Extra Large	SB-GL-LG-XL-L	
rechts	Small	Extra Small	SB-GL-SM-XS-R	
	Small	Small	SB-GL-SM-SM-R	
	Medium	Extra Small	SB-GL-MD-XS-R	
	Medium	Small	SB-GL-MD-SM-R	
	Medium	Medium	SB-GL-MD-MD-R	
	Medium	Large	SB-GL-MD-LG-R	
	Large	Large	SB-GL-LG-LG-R	
	Large	Extra Large	SB-GL-LG-XL-R	

links

rechts

Bestellung erfolgt gemäß den AGB von Pro Walk GmbH:

Stempel/Unterschrift:


Datum:

Ansprechpartner:


Korrektes Maßnehmen und Komponentenauswahl

- Um die korrekte Passform der Orthese sicherzustellen, sind vier Maße zu erheben.
- Wenn Sie die vier Maße erhoben haben, wählen Sie das entsprechende Handmodul und den passenden Liner aus.

1. Für das Handmodul:




A) Umfang des Handgelenks kurz unterhalb des Ulnarknöpfchens




B) Lichte Weite der Hand, kurz unterhalb der Fingergrundgelenke (Zollstock oder Maßband gerade halten)

2. Für den Liner



A) Umfang der Mittelhand



B) Handgelenksfalte – Ende der Fingerkuppe des Mittelfingers

Hinweise und Tipps:

- 1.) Wenn Sie bei dem Handmodul z.B. zwischen „Small“ und „Medium“ wählen können und Ihr Maß für den Liner „Small“ vorschlägt, dann wählen Sie das Handmodul „Small“.

Merke: Bei der Auswahl des Handmoduls ist der Liner maßgebend. Liegen zwei Größenoptionen vor, wählen Sie die kleinere.

- 2.) Könnten Sie aufgrund Ihrer Liner-Maße zwischen zwei Größen wählen, dann entscheiden Sie sich für den kleineren Liner, um einen guten Sitz sicherzustellen.