




**PRO
WALK**



Symmetric Designs Ltd.
125 Knott Place
Salt Spring Island, BC
Canada, V8K 2M



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands

Vertrieb durch:

PRO WALK

Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH

Woogstraße 48, D-63329 Egelsbach

Tel.: (0 61 03) 7 06 42-00, Fax: (0 61 03) 7 06 42-39

E-Mail: info@prowalk.de




Pro Walk GmbH



@pro_walk


**Ihr
Headmaster
Partner vor
Ort:**



© Pro Walk PW-Headmaster-Flyer-01/22

Headmaster

Kopfhaltssystem



www.prowalk.de

Was ist das eigentlich?

Der Headmaster – das innovative Kopfhaltensystem – gibt umfassenden Halt und stützt den Kopf der Personen, die diesen nur mit Einschränkungen für längere Zeit aufrecht und gegen die Schwerkraft halten können.

Das Gewicht des Kopfes wird am Unterkiefer aufgenommen und mittels der speziellen Konstruktion des Headmasters auf dem Brustbein abgestützt.

So kann der Kopf ohne Anstrengung meist im Lot und die Augenlinie horizontal gehalten werden. Eine bessere Teilhabe und Kommunikation mit dem Umfeld ist so möglich. Trinken, Essen und Schlucken fällt bei einer besseren Haltung des Kopfes leichter.

Wo liegen die Vorteile?

- Teil des Miteinanders: Der Blickkontakt und somit die Teilhabe am sozialen Miteinander werden verbessert.
- Gut für den Körper: Die verbesserte Kopfhaltung kann das Schlucken und Atmen erleichtern. Nackenschmerzen, die durch die Fehlhaltung hervorgerufen werden, können gelindert werden.
- Perfekt auf Sie angepasst: Der Headmaster ist leicht anzulegen und dank unterschiedlicher Größen und Module den individuellen Bedürfnissen des Nutzers anpassbar.
- Latexfrei: In unserem Headmaster ist kein Latex enthalten.



Unterschiedliche Führungselotten können am Nacken positioniert werden, um zusätzlichen Halt zu geben.

Für wen ist es geeignet?

Der Headmaster ist u.a. indiziert bei:

- ALS
- neuromuskulären Erkrankungen
- SMA
- DMD (Duchenne Muskeldystrophie)
- hypotoner Zerebralparese
- Querschnittlähmung im hohen Halsmarkbereich
- weiteren Erkrankungen, bei denen der Kopf nur mit Einschränkungen für längere Zeit aufrecht und gegen die Schwerkraft gehalten werden kann.

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung!