

Für wen ist es geeignet?

Die dynamische Orthese AirPro eignet sich für jene Menschen, deren Fingergelenke dauerhaft gebeugt sind, die also Weichteilverkürzungen und Kontrakturen aufweisen bzw. diesen vorzubeugen.

Voraussetzung ist, dass die verkürzten Weichteile und Muskeln gut auf Dehnung ansprechen.

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung!



Ongoing Care Solutions, Inc.

6551 43rd Street North, Unit 1403
Pinellas Park, FL 33781



MDSS (Medical Device Safety Service)

Mr. Ludger Moller
Schiffgraben 41, 30175 Hannover



Vertrieb durch:

PRO WALK

Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 3 – 5, D-63225 Langen

Tel.: (0 61 03) 7 06 42-00, Fax: (0 61 03) 7 06 42-39

E-Mail: info@prowalk.de



Pro Walk GmbH




@pro_walk

**Ihr AirPro
Partner
vor Ort:**

Stempel

© Pro Walk PM-PW-AirPro-Flyer-02/23



**PRO
WALK**

AirPro



www.prowalk.de

Was ist das eigentlich?

AirPro ist eine dynamische Orthese, die Hände und Finger aus einer permanenten Beugehaltung heraus dehnt.

Dies kann notwendig sein, wenn die Nervenverbindung zwischen Gehirn und Hand gestört sind.

Die Gelenke an Hand und Fingern werden in die Beugestellung gezogen, wodurch sich auf Dauer Bewegungseinschränkungen manifestieren und unhygienische Hautfalten bilden können.

Mit AirPro werden diese Gelenke dynamisch und individuell gedehnt. So haben Kontrakturen und vor allem Bakterienherde und Pilze keine Chance.

Wo liegen die Vorteile?

- Gut für die Haut:
Durch AirPro werden dauerhafte Winkelstellungen an Finger-Hand-Gelenken gestreckt. Entzündungen durch Hautfalten werden so vorgebeugt.
- Individuell einzustellen:
Die Orthese passt sich der maximalen Dehnung an. Damit wird genau der richtige Druck ausgeübt – nicht zuviel, aber auch nicht zu wenig.
- Hygienisch:
Die Polster der AirPro können abgezogen werden und lassen sich waschen.

Wie funktioniert es genau?

AirPro ist eine Handorthese, in die an der entsprechenden Stelle ein Luftkissen eingearbeitet ist.

Nachdem AirPro angelegt wurde, wird das Luftkissen mit einer speziellen Handpumpe bis zu dem Punkt gefüllt, an dem der erste Widerstand zu spüren ist.

Diese Position gestattet einen sanften Druck in die Streckstellung des Gelenks.

In dieser schmerzfreien Stellung kann die Hand über mehrere Stunden verweilen.

Auf diese Weise kann Kontrakturen und Weichteilverkürzungen entgegengewirkt werden.

