

# Bestellbogen


## GPS-Senso-Line-Orthese

Als PDF per E-Mail an [bestellungen@prowalk.de](mailto:bestellungen@prowalk.de)

PRO  
WALK

**ACHTUNG: Bitte den Bestellbogen zunächst downloaden und dann vollständig ausfüllen!**

Sanitätshaus/ geschulter Partner:			
Adresse:			
abweichende Lieferadresse:			
Name des Patienten:			
Körpergröße:	Alter:	Gewicht:	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
<input type="checkbox"/> Folgeversorgung	<input type="checkbox"/> Erstversorgung		



### Senso-6:

#### Standardspezifikation:

- Reißverschluss ventral und dorsal am Rumpf

#### Sonderoptionen:

##### Bei offenem Schritt:

- T 2:** durchgehend Reißverschlüsse an den Oberschenkelinnenseiten (Voraussetzung: Mindestlänge Maße R/L20 10cm)
- T 7:** durchgehend Druckknöpfe an den Oberschenkelinnenseiten



##### Bei geschlossenem Schritt:

- T 3:** durchgehender Reißverschluss über die gesamten Beininnenseiten
- T 6:** durchgehende Druckknöpfe über die gesamten Beininnenseiten

#### Zusätzlich:


- T 1:** kleiner Reißverschluss an beiden Beinabschlüssen außen

#### Aussparung PEG-Sonde\*:



Jeweils in Kombination mit T11:  
Schräg verlaufender Reißverschluss ventral (ersetzt den Standardreißverschluss)

\*Festlegung der Position bei Zwischenanprobe



### Senso-4.1:



#### Standardspezifikation:

- Reißverschluss ventral durchgehend am Rumpf

#### Sonderoption:


- T 12:** kleiner Reißverschluss an den Armabschlüssen (nur bei langen Ärmeln)

#### Aussparung PEG-Sonde\*:



Jeweils in Kombination mit T11:  
Schräg verlaufender Reißverschluss ventral (ersetzt den Standardreißverschluss)

\*Festlegung der Position bei Zwischenanprobe




### Senso-28.1:


#### Sonderoptionen:

- T 16 C:** Reißverschluss vorne in der Mitte, vom Bund abwärts bis auf Höhe Hüftgelenke
- T 16 rechts:** Reißverschluss rechts, vom Bund abwärts bis auf Höhe Hüftgelenk
- T 16 links:** Reißverschluss links, vom Bund abwärts bis auf Höhe Hüftgelenk
- T 17:** kleiner Reißverschluss an den Beinabschlüssen außen

Name des Patienten: \_\_\_\_\_



- Schritt offen
- Schritt geschlossen



- **Umfangmaße**
- Längenmaße**

**grün markiert:**

mögliche Abschlussmaße –  
in diesem Fall +5 %  
Maßzugabe

**Nur bei geschlossenem Schritt nötig!**



Maß K = \_\_\_\_\_

Von Höhe Umfangmaß A (Taille) auf  
Bauchseite, durch den Schritt, bis auf  
Höhe Maß A am Rücken, bei gestreckten  
Hüften, gemessen.

**\*\*:** bei Maßen  
R/L2 & R/L3

immer +5% Maßzugabe

Name des Patienten:



○ **Umfangmaße**

**Längenmaße**


**grün markiert:**

mögliche Abschlussmaße –  
in diesem Fall +5 %  
Maßzugabe


**\*\*:** bei Maßen  
R/L2 & R/L3  
immer +5% Maßzugabe

**\*:** Maße R/L9  
bei kurzen Ärmeln nur bis  
Abschlussmaß messen

Name des Patienten: \_\_\_\_\_



- Schritt offen
- Schritt geschlossen



- **Umfangmaße**
- **Längenmaße**

**grün markiert:**

mögliche Abschlussmaße –  
in diesem Fall +5 %  
Maßzugabe

**Nur bei geschlossenem Schritt nötig!**

Maß K = \_\_\_\_\_

von Höhe Umfangmaß A (Taile) auf  
Bauchseite, durch den Schritt, bis auf Höhe  
Maß A am Rücken, bei gestreckten  
Hüften, gemessen.

Wählen Sie eine der folgenden Farboptionen:



Beige



Rot



Helllila



Dunkelgrün



Dunkelblau



Dunkellila



Schwarz



Hellrosa



Weiß



Hellblau

**Bitte beachten Sie, dass die Farben auf dem Material etwas anders zur Geltung kommen können.**

