

Für wen ist es geeignet?


Der HeadUp Collar ist u.a. indiziert bei:

- ALS
- fehlender Kopfkontrolle
- Muskelschwäche der Nackenstrecker
- neuromuskulärem Schiefhals
- weiteren neuromuskulären Erkrankungen, bei denen der Kopf nicht aufrecht gehalten werden kann

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung!



TalarMade Ltd., Springwood House,
Foxwood Way, Chesterfield,
Vereinigtes Königreich. S41 9RN



Piedro International B.V.
Jan van der Heydenstraat 18-20,
2665 JA Bleiswijk, Niederlande



Vertrieb durch:

PRO WALK

Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH

Paul-Ehrlich-Str. 3 – 5, D-63225 Langen

Tel.: (0 61 03) 7 06 42-00, Fax: (0 61 03) 7 06 42-39

E-Mail: info@prowalk.de



Pro Walk GmbH




@pro_walk

**Ihr
HeadUp Collar
Partner
vor Ort:**

Stempel

© Pro Walk PM-PW-HeadUp Collar-Flyer-02/23



**PRO
WALK**

HeadUp Collar

Kopfstütze



www.prowalk.de

Was ist das eigentlich?

Der HeadUp Collar ist eine Kopfstütze, die Menschen mit ALS und anderen neuro-orthopädischen Erkrankungen erleichtern soll, den Kopf erhoben zu halten, wenn dies selbständig nicht mehr möglich ist. Die Kopfstütze fungiert als modulares System, welches mit einem Bausatz-Prinzip individuell konfiguriert und den jeweiligen Bedürfnissen des Patienten angepasst werden kann. Der HeadUp Collar ist die erste Kopfstütze ihrer Art, die zusammen mit Betroffenen entwickelt wurde.

Wo liegen die Vorteile?

- Teil des Miteinanders: Der HeadUp Collar erleichtert alltägliche Tätigkeiten wie Essen und Trinken und schafft eine Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Gegenüber.
- Perfekt auf Sie angepasst: Das modulare Kopfstützsystem kann ganz nach Ihren Bedürfnissen bezüglich Stärke und Stützrichtung angepasst werden.
- Temperaturregulierend: Das spezielle Trägermaterial reguliert die Temperatur für ein angenehmes Tragegefühl.
- Auffällig unauffällig: Die Kopfstütze lässt sich dank des modernen, schlichten Designs unauffällig mit Ihrer alltäglichen Kleidung kombinieren.
- Vielseitig einsetzbar: Der HeadUp Collar ist auch bei Tracheostoma einsetzbar (Zuschnitt des Materials und Anpassung durch Ihren Orthopädietechniker/in erforderlich).
- Gut für den Körper: Die verbesserte Kopfhaltung kann den Einsatz der Atem-Hilfsmuskulatur und das Schlucken erleichtern. Nackenschmerzen, die durch die Fehlhaltung hervorgerufen werden, können gelindert werden.
- Hygienisch: Selbstverständlich ist der HeadUp Collar auch in der Waschmaschine waschbar.

Wie funktioniert es genau?

Das der Haut aufliegende Modul des HeadUp Collars besteht aus einem speziellen Hightech-Material, das ursprünglich von der NASA für Raumanzüge entwickelt wurde. Es speichert Wärme und gibt diese wieder ab, um so einen optimalen thermischen Komfort zu gewährleisten. Der HeadUp Collar ist außerdem ein modulares Kopfstützsystem, welches es erlaubt den Kopf je nach Bedarf in unterschiedlichen Stärken und Richtungen zu stützen.

Im Lieferumfang befinden sich dazu verschiedene Streben unterschiedlicher Stärke (2 mm und 3 mm), die individuell dort platziert werden können, wo Unterstützung benötigt wird.

