

Für wen ist es geeignet?

SaeboGlove® ist für Menschen geeignet, bei denen etwa nach einem Schlaganfall unkontrollierte Muskelspannungen in den für die Fingerspannung zuständigen Muskeln auftreten.

Voraussetzung ist, dass Sie zumindest zu einem geringen Grad Ihre Schulter und Ihren Ellenbogen willkürlich bewegen können. Auch müssen Sie in der Lage sein, Ihre Finger willkürlich etwas zu beugen. Die Beugespannung in den Muskeln darf jedoch einen gewissen Grad nicht überschreiten. Ist sie zu stark, ist eventuell die Orthese SaeboFlex® eine Alternative.



Saebo Inc.
Six Lake Point Plaza
2725 Water Ridge
Parkway Suit
US - 28217 Charlotte NC



European Healthcare and Device Solutions Ltd
Stratton House, Bishopstow Road
Cork, T12 Y9TC, Ireland

Vertrieb durch:

PRO WALK

Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 3 – 5, D-63225 Langen

Tel.: (0 61 03) 7 06 42-00, Fax: (0 61 03) 7 06 42-39

E-Mail: info@prowalk.de




Pro Walk GmbH



@pro_walk

**Ihr
SaeboGlove®
Partner
vor Ort:**

Stempel



**PRO
WALK**

SaeboGlove®



© Pro Walk PM-PW-SaeboGlove®-Flyer-01/23

www.prowalk.de

Was ist das eigentlich?

SaeboGlove® ist eine Art dynamischer Handschuh mit integrierten Zügen, der Ihnen hilft, die Hand wieder öffnen zu können. Dabei unterstützt die Orthese jeden Finger individuell bei der Streckung. So können Sie, wenn die Nervenverbindung zwischen Hand und Gehirn etwa nach einem Schlaganfall eingeschränkt ist, doch zugreifen und loslassen.

Wo liegen die Vorteile?

- Wieder greifen und loslassen können: Durch die geführten Bewegungen der Finger kann die Hand wieder zufassen und loslassen.
- Individuell: Die Züge lassen sich auf die Erfordernisse und Möglichkeiten eines jeden Gelenkes und der Muskelspannung anpassen.
- Alltagstauglich: Sie können SaeboGlove® jeden Tag auch mehrere Stunden am Stück tragen.
- Hygienisch: Selbstverständlich ist der Bezug waschbar.

Wie funktioniert es genau?

SaeboGlove® besteht aus einer Hand-Unterarm-Manschette und Überzügen für Finger und Daumen. Zwischen Manschette und den Fingern werden spezielle elastische Züge gespannt, die die Streckung der Finger in der geöffneten Hand unterstützt. Die Züge stehen in unterschiedlichen Stärken zur Verfügung, sodass die Orthese individuell angepasst werden kann. Finger, die keine Unterstützung benötigen, können dabei ohne Unterstützung belassen werden.

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung!

