

Maße

Dynamisches Super 3D-Gelenk

Dynamisches Subperineales 3D-Hüftgelenk



SUPER-Discon-02
mit zentralem Entriegelungs-
mechanismus



SUPER-Fix-03
(nicht entriegelbar)

Bemaßung:

- obere Breite von 48 mm
- untere Breite von 99 mm
- Tiefe von 25 mm
- Gesamthöhe 178 mm

Weiteneinstellung der unteren Hüftgelenkschenkel

- **stufenlos** • **individuell** • **federnd nachgebend** oder **fix**



Dynamisches Subperineales 3D-Hüftgelenk – fix Junior

- **Das dynamische Super-3D-Junior Gelenk (SUPER-Jun-4.0) – nicht entriegelbar.**



- obere Breite von 31 mm
- untere Breite von 67 mm bei 10° Abduktion
- Tiefe von 18 mm
- Gesamthöhe 120 mm

