

Bestellbogen

ProGo Invictum*

Bitte per E-Mail an bestellungen@prowalk.de

* **F3** Anterior Carbon Fiber AFO

PRO
WALK

Kommission	
Orthopädietechniker/-in	Sanitätshaus
Telefon	Kundennummer
Lieferadresse	

Indikationen

Die ProGo Unterschenkelorthesen werden eingesetzt bei einer Beeinträchtigung des Gehens bei neuro-orthopädischer Schädigung der Fußhebermuskulatur. Verbesserung der Fußfehlstellung durch Rückführung des Fußes in den individuellen physiologischen Bereich und Erhaltung der Mobilität.

Die ProGo Invictum kann bei Nutzern mit einer Ausfallerscheinung der fußhebenden- und senkenden Muskulatur in Kombination mit einer leichten bis mäßigen Sprunggelenkinstabilität eingesetzt werden.

Größen und Bemaßung (Patientengewicht bis 125 kg)

Schuhgrößen	Artikelnummer	Anzahl	Anzahl
<input type="checkbox"/> XS 33,5 - 36,5	AFO-F3-XS-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____
<input type="checkbox"/> S 36,5 - 39,5	AFO-F3-S-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____
<input type="checkbox"/> M 39,5 - 43	AFO-F3-M-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____
<input type="checkbox"/> L 40 - 44	AFO-F3-L-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____
<input type="checkbox"/> XL 42 - 47	AFO-F3-XL-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____
<input type="checkbox"/> Magnetverschluss <input type="checkbox"/> Klettverschluss*			

Schuhgröße	Fußplattenlänge in cm	Orthosenhöhe in cm
XS	20,6 - 22,8	33
S	22,5 - 24,7	35,6
M	24,8 - 27,3	38,1
L	25,3 - 27,9	40,6
XL	26,8 - 29,8	43,1

Hinweis: Die Schuhgrößen dienen der Orientierung. Für eine größere Genauigkeit, richten Sie sich bitte nach den Fußplattenlängen.

Die Fußplattenlänge ist innerhalb der angegebenen Werte variabel kürzbar. Zur korrekten Größenauswahl berücksichtigen Sie bitte die Orthosenhöhe.



HMV-Nr.: 23.03.02.6043

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH

Stempel: