

# Bestellbogen


## Dynamic GPS Baby-Line

**Bitte den Bestellbogen zuerst downloaden und dann vollständig ausfüllen!**

Bitte als PDF per E-Mail an [bestellungen@prowalk.de](mailto:bestellungen@prowalk.de)

Angebot  Bestellung


Sanitätshaus/Ansprechpartner:			
Adresse:			
abweichende Lieferadresse:			
Name des Patienten:			
Körpergröße:	Alter:	Gewicht:	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
<input type="checkbox"/> Folgeversorgung	<input type="checkbox"/> Erstversorgung		



### Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Die Richtlinien des Maßnehmens und der Versorgungsoptionen sind dem jeweils aktuellen Dynamic-GPS-Handbuch zu entnehmen. Dieses ist Bestandteil der Zertifizierungs- und Refresherseminare.
2. Grundsätzlich sind Hautmaße zu nehmen.
3. An den jeweiligen Abschlussmaßen sind 5% Maßzugabe hinzuzugeben, da die Orthesen volumenreduziert gefertigt werden um ihre volle Wirkung entfalten zu können.
4. Um Verzögerungen und Rückfragen im Bestellprozess zu vermeiden, sollte die Bestellung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden.

Name des Patienten: \_\_\_\_\_



- Längenmaße
- Umfangsmaße
- grün markiert:**

bei den Maßen  
R/L2, R/L3 und R/L 14  
bitte 5% Maßzugabe

Maß K = \_\_\_\_\_

(Länge von Höhe Maß A ventral, zu Höhe Maß A dorsal durch den Schritt gemessen)









## Dynamic GPS Baby-Line

### Standardspezifikation:


- Nur Grundmaterial
- Gepolsterte Schulterträger mit abgerundeten Ecken, die so gestaltet sind, dass der raue Teil des Klettverschlusses die Haut nicht berühren kann.
- Durchgehend Klettverschlüsse an den Seiten der Orthese zum vollständigen Öffnen
- Durchgehend Druckknöpfe im Schrittbereich

### Sonderoptionen:

<p><b>TCS</b></p> <p>Verstärkungslage ventral am Rumpf, um einer Überstreckungshaltung entgegen zu wirken (eine Kombination von <b>TCS</b> und <b>TPN</b> hilft eine bessere Rumpfsymmetrie zu erreichen)</p>  <p style="text-align: right;">Anzahl</p> <p><b>DGPS-TCS</b> (max. 2) _____ <input type="checkbox"/></p> <p>Vorderansicht</p>	<p><b>TPN</b></p> <p>Verstärkungslage dorsal am Rumpf, um einer Beugehaltung entgegen zu wirken (eine Kombination von <b>TCS</b> und <b>TPN</b> hilft eine bessere Rumpfsymmetrie zu erreichen)</p>  <p style="text-align: right;">Anzahl</p> <p><b>DGPS-TPN</b> (max. 2) _____ <input type="checkbox"/></p> <p>Rückansicht</p>
<p><b>LSE</b></p> <p>Silikonstreifen an den Beinabschlüssen</p>  <p><b>DGPS-LSE</b> _____ <input type="checkbox"/></p> <p>Vorderansicht      Rückansicht</p>	<p><b>SLN</b></p> <p>weiche Einfassung rund um den Halsausschnitt</p>  <p><b>DGPS-SLN</b> _____ <input type="checkbox"/></p> <p>Vorderansicht      Rückansicht</p>

<p><b>TRN</b> Rundhalsausschnitt</p>  <p>Vorderansicht</p> <p><b>DGPS-TRN</b> <input type="checkbox"/></p>	<p><b>TVN</b> V-Ausschnitt (bitte Maß V angeben)</p>  <p>Vorderansicht</p> <p><b>DGPS-TVN</b> <input type="checkbox"/></p>
---	--

### Aussparungen für PEG-Sonden (Aufpreis)



<b>DGPS-TBF</b>	Abdeckung ähnlich dem Eingriff einer Boxershorts
<b>DGPS-TGHF</b>	runde Öffnung mit Abdeckung, verschlossen durch Klett-/Flauschband
<b>DGPS-TGH</b>	einfache runde Öffnung
<b>DGPS-TGHO</b>	einfache ovale Öffnung

**WICHTIG:** Festlegung der Position während der Zwischenanprobe!

# Wählen Sie Ihre Farboptionen:

1 Baumwollträgermaterial	2 Lycralagen	3 Nahtfarben
Beige <input type="checkbox"/>	Beige <input type="checkbox"/>	Beige <input type="checkbox"/> Hellgrün <input type="checkbox"/>
Flieder <input type="checkbox"/>	Flieder <input type="checkbox"/>	Flieder <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/>
Dunkelblau <input type="checkbox"/>	Dunkelblau <input type="checkbox"/>	Dunkelblau <input type="checkbox"/> Gelb <input type="checkbox"/>
Schwarz <input type="checkbox"/>	Schwarz <input type="checkbox"/>	Schwarz <input type="checkbox"/> Cerise <input type="checkbox"/>
Weiß <input type="checkbox"/>	Weiß <input type="checkbox"/>	Weiß <input type="checkbox"/> Dunkelgrün <input type="checkbox"/>
Rot <input type="checkbox"/>	Pink <input type="checkbox"/>	Pink <input type="checkbox"/> Dunkellila <input type="checkbox"/>
Dunkelgrün <input type="checkbox"/>	Rot <input type="checkbox"/>	Rot <input type="checkbox"/> Hellblau <input type="checkbox"/>
Dunkellila <input type="checkbox"/>	Hellrosa <input type="checkbox"/>	Hellrosa <input type="checkbox"/>
Hellrosa <input type="checkbox"/>	Hellblau <input type="checkbox"/>	
Hellblau <input type="checkbox"/>		
<b>Zusätzlich zur Grundfarbe:</b>		
Sweetheart* <input type="checkbox"/>		
Iceage* <input type="checkbox"/>		

\*(nur ventral am Rumpf möglich)

**Bitte beachten Sie,** dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Datum: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH