

Die HeadUp Familie

Die HeadUp Familie besteht aus dem **HeadUp Collar**, **HeadUp Adjustable** und dem **HeadUp Tulip**. Alle drei Hilfsmittel sind Kopf- und Nackenstützen für Menschen mit **Kopfhalteschwäche**. Jeder einzelne von ihnen hat Besonderheiten, die sich in der Funktion oder den Vorteilen unterscheiden. Somit sind wir in der Lage mit diesem breiten Portfolio individuelle Lösungen für viele verschiedene Bedürfnisse zu finden. Vom effizienten Bausatz bis hin zur individuell gefertigten Orthese im 3-D-Druck ist vieles möglich.

Wir möchten unsere Partner in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Aus diesem Grund bieten wir Sanitätshausmitarbeitern, Orthopädietechnikern und Therapeuten umfangreiche **Schulungen zur HeadUp Familie** in Form von Zertifizierungsseminaren.

Melden Sie sich **JETZT** zur HeadUp-Zertifizierungsschulung an!



**NIE WIEDER
NEWS UND ANGEBOTE
verpassen mit dem
ProWalk NEWSLETTER**

JETZT anmelden:

Vertrieb durch:

PRO WALK
Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 3 – 5, D-63225 Langen
Tel.: (0 61 03) 7 06 42-00, Fax: (0 61 03) 7 06 42-39
E-Mail: info@prowalk.de



Pro Walk GmbH



@pro_walk

**Ihr HeadUp
Familie Partner
vor Ort:**

Stempel



**PRO
WALK**

Die HeadUp Familie



HeadUp Collar

Der **HeadUp Collar** ist eine Kopf- und Nackenstütze (Halskrause), die es Menschen mit neuromuskulär bedingter, **leichter Kopfhaltsschwäche** erleichtern soll, den Kopf aufrecht zu halten, wenn dies selbständig nicht mehr möglich ist. Die **flexible Halskrause** fungiert als modulares System, das mit einem **Bausatz-Prinzip** individuell konfiguriert und den jeweiligen Bedürfnissen des Patienten angepasst werden kann.

Der HeadUp Collar ist die erste Kopfstütze ihrer Art, die zusammen mit motoneuronal Betroffenen (ALS) entwickelt wurde.

Die HeadUp Familie – unterschiedliche Phase

Phase 1

Es liegt eine leichte Schwäche vor. Den Kopf den Tag über aufrecht zu halten fällt schwer – es kommt zu einer raschen Ermüdung der geschwächten Muskulatur.

Phase 2

Patient ist gehfähig. Es liegt eine selektive Schwäche vor, Aktivitäten im täglichen Leben sind etwas eingeschränkt. Den Kopf aufrecht zu halten fällt zunehmend schwerer.

HeadUp Collar



HeadUp Adjustable



Die HeadUp Familie

Die HeadUp Familie besteht aus dem **HeadUp Collar**, **HeadUp Adjustable** und dem **HeadUp Tulip**. Alle drei Hilfsmittel sind Kopf- und Nackenstützen für Menschen mit **Kopfhaltsschwäche**. Jeder einzelne von ihnen hat Besonderheiten, die sich in der Funktion oder den Vorteilen unterscheiden. Somit sind wir in der Lage mit diesem breiten Portfolio individuelle Lösungen für viele verschiedene Bedürfnisse zu finden. Vom effizienten Bausatz bis hin zur individuell gefertigten Orthese im 3-D-Druck ist vieles möglich.

Wir möchten unsere Partner in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Aus diesem Grund bieten wir Sanitätshausmitarbeitern, Orthopädietechnikern und Therapeuten umfangreiche **Schulungen zur HeadUp Familie** in Form von Zertifizierungsseminaren.

Melden Sie sich JETZT zur HeadUp-Zertifizierungsschulung an!



HeadUp Collar

Der **HeadUp Collar** ist eine Kopf- und Nackenstütze (Halskrause), die es Menschen mit neuromuskulär bedingter, **leichter Kopfhaltsschwäche** erleichtern soll, den Kopf aufrecht zu halten, wenn dies selbständig nicht mehr möglich ist. Die **flexible Halskrause** fungiert als modulares System, das mit einem **Bausatz-Prinzip** individuell konfiguriert und den jeweiligen Bedürfnissen des Patienten angepasst werden kann.

Der HeadUp Collar ist die erste Kopfstütze ihrer Art, die zusammen mit motoneuronal Betroffenen (ALS) entwickelt wurde.

HeadUp Adjustable

Der **HeadUp Adjustable** ist eine dynamische Halswirbelsäulenorthese, die es Menschen mit neuromuskulär bedingter, **stärkerer Kopfhaltsschwäche** ermöglicht, den Kopf aufrecht zu halten. Der HeadUp Adjustable bietet die Möglichkeit, **das Kinnmodul in der Höhe anzupassen** und so den Winkel bei symmetrischer Kopfhaltung den alltäglichen Aktivitäten bis zu einem gewissen Grad anzupassen. Eine asymmetrische Seitneigung des Kopfes ist mit diesem System nicht durchführbar.

Der HeadUp Adjustable wird individuell als **Maßanfertigung** nach einem Scan in **3-D-Druck** hergestellt.

HeadUp Tulip

Der **HeadUp Tulip** ist eine hoch dynamische Cervikalstütze für Erwachsene und Kinder mit neuromuskulär bedingter, **starker und/oder asymmetrischer Kopfhaltsschwäche**. Er bietet eine rundum dynamische Führung und Halt: ventral, dorsal und zur Seite. **Der HeadUp Tulip erlaubt** konstruktionsbedingt willkürliche Bewegungen wie die **Rotation oder das Strecken des Kopfes und Kaubewegungen**. Seine besondere Tulpenform und die sehr weiche Polsterung bietet Betroffenen den höchstmöglichen Komfort beim Tragen der Orthese.

Die Kopf- und Nackenstütze wird individuell nach einem 360-Grad-Scan von Kopf, Nacken und Schulter in einem **3-D-Druck** hergestellt und mit einem Liner bezogen.

Die HeadUp Familie – unterschiedliche Phasen der Kopfhaltsschwäche

Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5
Es liegt eine leichte Schwäche vor. Den Kopf den Tag über aufrecht zu halten fällt schwer – es kommt zu einer raschen Ermüdung der geschwächten Muskulatur.	Patient ist gehfähig. Es liegt eine mäßige, selektive Schwäche vor, Aktivitäten des täglichen Lebens sind etwas eingeschränkt. Den Kopf aufrecht zu halten fällt zunehmend schwerer.	Der Patient ist noch gehfähig, längere Strecken bewirken allerdings große Erschöpfung bis hin zu Krämpfen.	Der Patient ist jetzt rollstuhlabhängig. ADLs werden vorwiegend im Sitzen durchgeführt. Die Kopfhaltung ist erschwert.	Der Patient braucht im ADL-Bereich zunehmend fremde Hilfe.

HeadUp Collar



HeadUp Collar
nach Maß
(Bausatz)

HeadUp Adjustable



HeadUp Adjustable (CTO)
3-D-Druck
(nach Scan)

HeadUp Tulip



HeadUp Tulip (CTO)
3-D Druck
(nach Scan)

Bei **Erkrankungen über Phase 5** hinaus bieten wir **weiterführende Lösungen**.

* → Zur besseren Veranschaulichung sind Bestandteile des HeadUp Collars in weiß abgebildet, de facto aber schwarz gefärbt.