

Bestellbogen


Dynamic GPS Soft-Orthese

PRO
WALK

Bitte den Bestellbogen zuerst downloaden und dann vollständig ausfüllen!

Bitte als PDF per E-Mail an bestellungen@prowalk.de

Sanitätshaus/geschulter Partner:			
Adresse:			
abweichende Lieferadresse:			
Name des Patienten:			
Körpergröße:	Alter:	Gewicht:	☐ männlich ☐ weiblich
☐ Folgeversorgung	☐ Erstversorgung		



Farbmuster siehe Farbkarte!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- 1) Die Richtlinien des Maßnehmens und der Versorgungsoptionen sind dem jeweils aktuellen Handbuch zu entnehmen. Dieses ist Bestandteil der Zertifizierungs- und Refresherseminare.
- 2) Grundsätzlich sind Hautmaße zu nehmen.
- 3) An den jeweiligen Abschlussmaßen sind 5% Maßzugabe hinzuzugeben, da die Orthesen volumenreduziert gefertigt werden, um ihre volle Wirkung entfalten zu können.
- 4) Die Lycalagen sind sorgfältig und nachvollziehbar mit dem Versorgungsziel abzugleichen.
- 5) Um Verzögerungen und Rückfragen im Bestellprozess zu vermeiden, sollte die Bestellung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden.

Besonderheiten/Bemerkungen:

- ☐ Längenmaße
☐ **Umfangsmaß**
 mögliche
 Abschlussmaße
 je nach Modell +
 5% Maßzugabe


WICHTIGE HINWEISE:

Achtung: Besonderheiten zu Umfangs-/Abschlussmaßen siehe Handbuch!

Maße R/L2 + R/L3**** lockeres Hautmaß

Maße R/L9*: bei kurzem Ärmel bis Ärmelende R/L5 messen

PRO
WALK



- ☐ Schritt offen
☐ Schritt geschlossen

zusätzlich:

Maß K= _____


Länge von Höhe Maß A ventral, zu Höhe Maß A dorsal durch den Schritt gemessen (nur bei geschlossenem Schritt nötig)

**Bei Auswahl von BH-Körbchen
TBS oder TABS**

Brustumfang unter der Brust	
Brustumfang über der Brust (auf Höhe der Brustwarze)	
Taille – Brustansatz	
Körbchengröße	

Scheitelpunkt der Skoliose

Verlauf skizzieren (Taille – Scheitelpunkt messen)



Ankreuzliste

PRO
WALK


Standardspezifikationen

DGPS 6 / 6.2 / 7.1:

- Reißverschluss ventral und dorsal am Rumpf

Optionen empfohlen:

- ☐ Lycralage über den gesamten Rücken und seitlich am Rumpf, bis hinunter zum Gesäß
- ☐ Lycralage über das Becken



Vorderansicht


Rückansicht

DGPS 7.2 / 7.3:

- Reißverschluss ventral und dorsal am Rumpf
- Druckknöpfe am Zwickel

Optionen empfohlen:

- ☐ Lycralage über den Rücken und seitlich am Rumpf
- ☐ Lycralage über das Becken



Vorderansicht

Rückansicht


DGPS 4.1 / 5.1:

- durchgehender Reißverschluss ventral am Rumpf

- ☐ Silikonstreifen am unteren Abschluss

Optionen empfohlen:


- ☐ Lycralage über den Rücken und seitlich am Rumpf



Vorderansicht

Rückansicht

Lycralage zur Unterstützung der Außenrotation der Beine



Anzahl


DGPS-LER rechts

 ☐

DGPS-LER links

 ☐

Lycralage zur Unterstützung der Innenrotation der Beine



Anzahl









DGPS-LIR rechts

 ☐

DGPS-LIR links


 ☐

individuelle Zusatzoptionen

TOS Lycralage für die Verbesserung der Schulterretraktion.  Vorderansicht Anzahl DGPS-TOS rechts _____ ☐ DGPS-TOS links _____ ☐	TCO Lycralage für die Verbesserung der thorakalen Aufrichtung und Stabilisierung der Brustwirbelsäule.  Rückansicht Anzahl DGPS-TCO _____ ☐	TOSD Lycralage für die Verbesserung der Schulterretraktion und -depression (Erweiterung des TOS).  Vorderansicht Anzahl DGPS-TOSD rechts _____ ☐ DGPS-TOSD links _____ ☐
TCOD Lycralage zur Verbesserung der thorakalen Aufrichtung, der Schulterretraktion und Stabilisierung der Brustwirbelsäule.  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-TCOD _____ 2 _____ ☐	TCC Lycralage zur Verbesserung der Schulterdepression und -retraktion bei elevierten Schultern ohne thorakale Aufrichtung.  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-TCC _____ ☐	TSL (Abb. für rechts) Lycralage zur Unterstützung bei Subluxation der Schulter.  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-TSL rechts _____ ☐ DGPS-TSL links _____ ☐
AED Lycralage zur Verbesserung der Außenrotation des Oberarms und der Supination des Unterarms.  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-AED rechts _____ ☐ DGPS-AED links _____ ☐	AIR Lycralage zur Verbesserung der Innenrotation des Oberarms und der Pronation des Unterarms.  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-AIR rechts _____ ☐ DGPS-AIR links _____ ☐	TSB Silikonstreifen am Ärmelende.  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-TSB _____ ☐

individuelle Zusatzoptionen
LAX

Lycralage zur Verringerung der Lumballordose bei Hypermobilität und muskulärer Hypotonie.




Vorderansicht

Anzahl

DGPS-LAX

 ☐
TVS

Vertikale Abnäher, parallel zur Wirbelsäule, verringern die Dehnbarkeit der Orthese in diesem Bereich und unterstützen die Aufrichtung der Wirbelsäule.



Rückansicht

DGPS-TVS

☐
TZP

Lycralage zur Verbesserung der Aufrichtung des gesamten Rückens, verbunden mit der Aufrichtung des Beckens und Schulterretraktion und -depression.



Vorderansicht

Rückansicht

Vorsicht:
Nicht bei kleinen Kindern und sehr schwachen Patienten anwenden!

Anzahl

DGPS-TZP

max ☐
TLR

(Abb. für rechts)

Lycralage zur Verbesserung der seitlichen Rumpfstabilität.



Vorderansicht

Rückansicht

Anzahl


DGPS-TLR rechts

 ☐

DGPS-TLR links

 ☐
TPX

Lycralage zur Unterstützung der Lumballordose bei bestehender Lumbalkyphose.



Vorderansicht

Rückansicht


Anzahl

DGPS-TPX

 ☐

individuelle Zusatzoptionen
TCP

(Abb. für rechts)

Lycralage zur Minderung einer c-förmigen Skoliose (Anbringung an konvexer Seite, kann mit TTR kombiniert werden, keine Angabe des Scheitelpunktes nötig).


Vorderansicht

Rückansicht

Anzahl


DGPS-TCP rechts

 ☐


DGPS-TCP links

 ☐
TTR

(Abb. für rechts)

Lycralage zur Minderung einer c-förmigen Skoliose. Es ist die genaue Angabe des Scheitelpunktes vom Umfangmaß A ausgehend auf dem Maßblatt notwendig. (Kann mit TCP kombiniert werden)


Vorderansicht



Rückansicht

 Nur auf Modell
DGPS-6 möglich!

Anzahl


DGPS-TTR rechts

 ☐

DGPS-TTR links

 ☐
TDR

(Abb. für links)

Lycralage für die Derotation des Rumpfes im Uhrzeigersinn.


Vorderansicht


Rückansicht

Anzahl

DGPS-TDR links

 ☐
TDR

(Abb. für rechts)


Lycralage für die Derotation des Rumpfes gegen den Uhrzeigersinn.


Vorderansicht

Rückansicht

Anzahl


DGPS-TDR rechts

 ☐
TGA
Wachstumsreserve (20 mm) – nur bei Orthesen in Standardausführung, ohne zusätzliche Auswahl an Lycralagen, die diesen Bereich kreuzen.


Vorderansicht

Rückansicht

DGPS-TGA







☐
LHS
Horizontale Abnäher (3 Reihen) – verringern die Dehnbarkeit der Orthese in diesem Bereich und unterstützen die Abduktion und Außenrotation.


Rückansicht


DGPS-LHS

☐

individuelle Zusatzoptionen

LPC Lycralage zur Unterstützung der Aufrichtung des Beckens im Stehen.  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-LPC _____ ☐	LPC(D) Lycralage zur Unterstützung der Aufrichtung des Beckens in Kombination mit Unterstützung der Außenrotation der Beine.  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-LPC(D) _____ ☐	LPR(D) Lycralage für die Derotation des Beckens in Kombination mit Außenrotation des Beines. (Abb. für rechts)  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-LPR(D) rechts _____ ☐ DGPS-LPR(D) links _____ ☐
LAB Beinansatz in Abduktion gefertigt – zur Verbesserung der Abduktion der Beine.  Vorderansicht DGPS-LAB rechts ☐ 10° ☐ 20° ☐ 30° ☐ DGPS-LAB links ☐ 10° ☐ 20° ☐ 30° ☐	LAP Lycralage zur Verbesserung der Abduktion der Beine.  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-LAP rechts _____ ☐ DGPS-LAP links _____ ☐	LSE Silikonstreifen an den Beinabschlüssen.  Vorderansicht Rückansicht DGPS-LSE _____ ☐

Sonderoptionen




• nur für die Modelle DGPS-7.1 und DGPS-7.2

Velcro-Klettverschlüsse auf den Schultern,
Klettstreifen verläuft über dem Scheitelpunkt der Schulter.

DGPS-T14 ☐

Abgepolsterter Schulterträger

DGPS-TPS ☐




meshförmige Silikonbeschichtung von Lycralagen -
zur Verstärkung der Wirkung. Nur an **einer** Lycralage auf
der Orthese möglich.

ja ☐ nein ☐

gewünschte Lycralage:

Sonderoptionen gegen Aufpreis



• Aussparungen für PEG-Sonden:


In Kombination mit **T11** schräg verlaufender Reißverschluss ventral
(ersetzt den Standard-Reißverschluss)

DGPS-TBF PEG-Abdeckung ähnlich einem Eingriff einer Boxershorts

DGPS-TGHF Aussparung für PEG-Sonde, Abdeckung verschlossen durch Klett-/Flaschband

Wichtig: Festlegung der Position während der Zwischenanprobe!

• BH-Optionen: (bitte tragen Sie die erforderlichen Maße in das Maßblatt ein!)




DGPS-TBS ☐ Lycrakörbchen nach Maß mit Unterstützung der Brust – bei großer BH-Größe empfohlen
– bitte Maße auf dem Maßblatt eintragen

DGPS-TABS ☐ Lycrakörbchen nach Maß für kleine BH-Größen
– bitte Maße auf dem Maßblatt eintragen

DGPS-TBT ☐ weicher Materialeinsatz für beginnende Brustentwicklung (**ohne Aufpreis**)

Verschlüsse

An den **Beininnenseiten** bei **offenem Schritt**:




Komfort:

Leichte Unterpolsterung an Reißverschlüssen:

gewünschter Verschluss:

An den **Beininnenseiten** bei **geschlossenem Schritt**:




Beinaussenseite:

Am Torso:





An den Armen:

Zusätzlich:



Wählen Sie Ihre Farboptionen:

1 Grundmaterial	2 Lycralagen	3 Nahtfarben
 Beige ☐	 Beige ☐	 Beige ☐  Hellgrün ☐
 Flieder ☐	 Flieder ☐	 Flieder ☐  Orange ☐
 Dunkelblau ☐	 Dunkelblau ☐	 Dunkelblau ☐  Gelb ☐
 Schwarz ☐	 Schwarz ☐	 Schwarz ☐  Cerise ☐
 Weiß ☐	 Weiß ☐	 Weiß ☐  Dunkelgrün ☐
 Rot ☐	 Rot ☐	 Pink ☐  Dunkellila ☐
 Dunkelgrün ☐	 Dunkelgrün ☐	 Pink ☐  Hellblau ☐
 Dunkellila ☐	 Dunkellila ☐	 Pink ☐  Hellrosa ☐
 Hellrosa ☐	 Hellrosa ☐	 Pink ☐  Hellblau ☐
 Hellblau ☐	 Hellblau ☐	 Pink ☐  Hellrosa ☐
Zusätzlich zur Grundfarbe:  Sweetheart* ☐  Iceage* ☐ *(wird ventral an der Orthese platziert)		

Bitte beachten Sie, dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Datum:

Ansprechpartner:

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH