

Bestellbogen


Dynamic GPS Soft-Orthese



Bitte den Bestellbogen zuerst downloaden und dann vollständig ausfüllen!

Bitte als PDF per E-Mail an bestellungen@prowalk.de

Sanitätshaus/geschulter Partner:			
Adresse:			
abweichende Lieferadresse:			
Name des Patienten:			
Körpergröße:	Alter:	Gewicht:	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
<input type="checkbox"/> Folgeversorgung	<input type="checkbox"/> Erstversorgung		



Farbmuster siehe Farbkarte!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- 1) Die Richtlinien des Maßnehmens und der Versorgungsoptionen sind dem jeweils aktuellen Handbuch zu entnehmen. Dieses ist Bestandteil der Zertifizierungs- und Refresherseminare.
- 2) Grundsätzlich sind Hautmaße zu nehmen.
- 3) An den jeweiligen Abschlussmaßen sind 5% Maßzugabe hinzuzugeben, da die Orthesen volumenreduziert gefertigt werden, um ihre volle Wirkung entfalten zu können.
- 4) Die Lycalagen sind sorgfältig und nachvollziehbar mit dem Versorgungsziel abzugleichen.
- 5) Um Verzögerungen und Rückfragen im Bestellprozess zu vermeiden, sollte die Bestellung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden.

Besonderheiten/Bemerkungen:


Name des Patienten: _____ Bestell-Nr. _____

- Längenmaße
- Umfangmaß
- mögliche
- Abschlussmaße
- je nach Modell + 5% Maßzugabe

RECHTS


Fingerlängen:

- Daumen 3 = _____
- Zeigefinger 6 = _____
- Mittelfinger 9 = _____
- Ringfinger 12 = _____
- Kleiner Finger 15 = _____




R18 & R22 bitte bei den Modellen **DGPS-16 & 17**, bei Armädern oder besonders langem Unterarm nehmen.
R18 ist Endmaß bei Modell **DGPS-18**

Bite NUR bei Beugekontraktur (AEA) erheben:



Achtung:
R6 bei langem Ärmel:
 Messen über prominentester Stelle des Ellenbogens in leichter Beugung



Name des Patienten: _____ Bestell-Nr. _____

- Längenmaße
- Umfangmaß
- mögliche
- Abschlussmaße
- je nach Modell + 5% Maßzugabe


LINKS

Fingerlängen:



- Daumen 3 = _____
- Zeigefinger 6 = _____
- Mittelfinger 9 = _____
- Ringfinger 12 = _____
- Kleiner Finger 15 = _____

L18 ist Endmaß bei Modell **DGPS-18**

L18 & L22 bitte bei den Modellen **DGPS-16 & 17**, bei Armödem oder besonders langem Unterarm nehmen



Bitte NUR bei Beugekontraktur (AEA) erheben:













Achtung:
L6 bei langem Ärmel:
 Messen über prominentester Stelle des Ellenbogens in leichter Beugung

Ankreuzliste



Standardspezifikationen

DGPS 16/17	DGPS 18	DGPS 10
 <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p>Silikonband am proximalen Abschluss</p>	 <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p>Silikonband am proximalen Abschluss</p>	 <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p>Silikonband am proximalen u. distalen Abschluss</p>
<p>Optionen gewünscht:</p>  <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p><input type="checkbox"/> Lycralage zur Verbesserung der Dorsalextension</p>	<p>Standard-reißverschluss, proximales Orthesenende geschlossen</p>  <p>Rückansicht</p>	<p>Option gewünscht:</p> <p><input type="checkbox"/> T12 - Reißverschlüsse an den Orthesenabschlüssen</p>  <p>Rückansicht</p>
 <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p><input type="checkbox"/> Lycralage zur Verbesserung der Palmarflexion</p>	<p>Optionen gewünscht:</p>  <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p><input type="checkbox"/> Lycralage zur Verbesserung der Dorsalextension</p>	
 <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p><input type="checkbox"/> Lycralage zur Verbesserung der Außenrotation des Armes</p>	 <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p><input type="checkbox"/> Lycralage zur Verbesserung der Palmarflexion</p>	
 <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p><input type="checkbox"/> Lycralage zur Verbesserung der Innenrotation des Armes</p>		
<p>Verschluss: bitte ankreuzen!</p>  <p>Rückansicht Rückansicht</p> <p><input type="checkbox"/> Standardreißverschluss, proximales Orthesenende geschlossen <input type="checkbox"/> A1 - durchgehender Reißverschluss</p>		

individuelle Zusatzoptionen

ARR Lycralage zur Verbesserung der Radialduktion

Vorderansicht Rückansicht

Anzahl

DGPS-ARR rechts	_____	<input type="checkbox"/>
DGPS-ARR links	_____	<input type="checkbox"/>

AUR Lycralage zur Verbesserung der Ulnarduktion

Vorderansicht Rückansicht

Anzahl

DGPS-AUR rechts	_____	<input type="checkbox"/>
DGPS-AUR links	_____	<input type="checkbox"/>

ATA Lycralage zur Verbesserung der Daumenabduktion

Palmar Dorsal

Vorderansicht Rückansicht

Anzahl

DGPS-ATA rechts	_____	<input type="checkbox"/>
DGPS-ATA links	_____	<input type="checkbox"/>

AHX Lycralage zur Unterstützung der Ellbogenflexion

Ellenbeuge

DGPS-AHX rechts	_____ 1	<input type="checkbox"/>
DGPS-AHX links	_____ 1	<input type="checkbox"/>

ADT Lycralage zur Unterstützung der Ellenbogenextension

Ellbogenspitze

DGPS-ADT rechts	_____	<input type="checkbox"/>
DGPS-ADT links	_____	<input type="checkbox"/>

AEX Fertigung in Dorsalextension zur Verstärkung der Wirkung gegen Palmarflexion. **Bitte die Hand in gewünschter Position vermessen und die Lycralage für Dorsalextension ankreuzen!** (Fertigungstechnisch kann diese Option nicht mit AEX und ARD kombiniert werden)

10° 20° 30°

DGPS-AHX rechts	_____ 1	<input type="checkbox"/>
DGPS-AHX links	_____ 1	<input type="checkbox"/>

AFX Fertigung in Palmarflexion zur Verstärkung der Wirkung gegen Dorsalextension. **Bitte die Hand in gewünschter Position vermessen und die Lycralage für Palmarflexion ankreuzen!** (Fertigungstechnisch kann diese Option nicht mit ARD kombiniert werden)

10° 20° 30°

DGPS-AFX rechts	_____ 1	<input type="checkbox"/>
DGPS-AFX links	_____ 1	<input type="checkbox"/>

AEA bei fixierter Ellenbogenkontraktur. **Bitte zusätzlich Maße auf dem Maßblatt ergänzen!**




Winkelangabe: _____


DGPS-AEA	_____ 1	<input type="checkbox"/>
----------	---------	--------------------------

ARD Fertigung in Radialduktion - wird automatisch mit der Lycralage ARR ergänzt

DGPS-ARD rechts	_____ 1	<input type="checkbox"/>
DGPS-ARD links	_____ 1	<input type="checkbox"/>


individuelle Zusatzoptionen

<p>ATP Lycralagen zur Dämpfung eines proximalen Tremurs im Unterarm</p>  <p>Anzahl</p> <p>DGPS-ATP rechts <input type="checkbox"/></p> <p>DGPS-ATP links <input type="checkbox"/></p>	<p>ATD Lycralagen zur Dämpfung eines distalen Tremurs im Unterarm</p>  <p>Anzahl</p> <p>DGPS-ATD rechts <input type="checkbox"/></p> <p>DGPS-ATD links <input type="checkbox"/></p>	<p>ATX Lycralagen zur Dämpfung eines globalen Tremurs im Unterarm</p>  <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p>Anzahl</p> <p>DGPS-ATX rechts <input type="checkbox"/></p> <p>DGPS-ATX links <input type="checkbox"/></p>
--	---	---

 <p>Lycralage zur Verbesserung der Fingerstreckung</p>	 <p>ohne Daumenansatz</p>
---	--

<p>SEP <input type="checkbox"/></p> 	<p>meshförmige Silikonbeschichtung von Lycralagen – zur Verstärkung der Wirkung. Nur an einer Lycralage auf der Orthese möglich.</p> <p>ja <input type="checkbox"/></p> <p>nein <input type="checkbox"/></p> <p>gewünschte Lycralage: _____</p>
---	---

zusätzlich an den Verschlüssen

<p>T5</p> <p>Elastische Klettverschlüsse an den Enden der Reißverschlüsse</p> 	<p>T13</p> <p>kleine Verlängerungsschleife an allen Reißverschlussschiebern</p> 	<p>EZG</p> <p>große Schlaufe an den Reißverschlussschiebern</p>  <p>Längenangabe: _____</p>
---	---	---

Wählen Sie Ihre Farboptionen:

1 Grundmaterial

	Beige <input type="checkbox"/>
	Flieder <input type="checkbox"/>
	Dunkelblau <input type="checkbox"/>
	Schwarz <input type="checkbox"/>
	Weiß <input type="checkbox"/>
	Rot <input type="checkbox"/>
	Dunkelgrün <input type="checkbox"/>
	Dunkellila <input type="checkbox"/>
	Hellrosa <input type="checkbox"/>
	Hellblau <input type="checkbox"/>

2 Lycralagen

	Beige <input type="checkbox"/>
	Flieder <input type="checkbox"/>
	Dunkelblau <input type="checkbox"/>
	Schwarz <input type="checkbox"/>
	Weiß <input type="checkbox"/>
	Pink <input type="checkbox"/>
	Rot <input type="checkbox"/>
	Hellrosa <input type="checkbox"/>
	Hellblau <input type="checkbox"/>

3 Nahtfarben

	Beige <input type="checkbox"/>		Hellgrün <input type="checkbox"/>
	Flieder <input type="checkbox"/>		Orange <input type="checkbox"/>
	Dunkelblau <input type="checkbox"/>		Gelb <input type="checkbox"/>
	Schwarz <input type="checkbox"/>		Cerise <input type="checkbox"/>
	Weiß <input type="checkbox"/>		Dunkelgrün <input type="checkbox"/>
	Pink <input type="checkbox"/>		Dunkellila <input type="checkbox"/>
	Rot <input type="checkbox"/>		Hellblau <input type="checkbox"/>
	Hellrosa <input type="checkbox"/>		

Bitte beachten Sie, dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Datum:	Ansprechpartner:
--------	------------------

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH