



Erfassungsbogen ProWalker®

Bitte per Mail an bestellungen@prowalk.de

- Angebot
 Bestellung
 Probeversorgung
 wachstumsbedingte Anpassung
 Reparatur

Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine bestmögliche Versorgung mit dem ProWalker für

Kom.

zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

- Die Körpergröße sollte 83 cm nicht unterschreiten und darf 150 cm (bei Erstversorgung minus 10 cm, d.h. 140 cm) nicht überschreiten
- max. Körpergewicht 45 kg
- Maßblatt und Bestellbogen vollständig ausfüllen
- Maßnahmen in Rückenlage
- Maßnahmen in normaler Tageskleidung, Schuhen und gegebenenfalls Orthesen
- Um das Maß „B“ zu ermitteln, messen Sie vom Kniedrehpunkt bis zur Auftrittsfläche der Schuhsohle. Liegt ein funktioneller oder kontrakter Spitzfuß vor, ist dies entsprechend zu berücksichtigen (Längenausgleich)



Nach Abschluss des vollständigen Maßnehmens, können wir Ihnen eine bestmögliche Versorgung mit dem ProWalker gewährleisten.

Versorgerdaten	Firma:	
	zuständiger Mitarbeiter:	
	Telefon bei Rückfragen:	rezept. Arzt:
	Datum/Maß genommen am:	

Notizen:

Maßblatt ProWalker®



Bitte per Mail an bestellungen@prowalk.de




Patientendaten	Name:	Seriennummer bei vorh. Gerät:
	Straße:	PLZ/Ort:
	Telefon:	Geburtsdatum:
	Diagnose:	Körpergewicht:

Bitte alle Maße in cm angeben!


= Länge/Breite (cm)



Schuhmaße:



Handfixierung:



Größe:

- S = 5 cm bis 8,5 cm
- M = 8,5 cm bis 10 cm
- L = 10 cm bis 12 cm
- XL = 12 cm bis 14 cm

Maß über den Spann =
_____ cm

Bestellbogen ProWalker®

Bitte per Mail an bestellungen@prowalk.de

Kom.

Datum:

PRO-W-100 ProWalker, Basiseinheit beinhaltet:

Optionen:

Zubehör, diese Teile sind im Grundpreis nicht inbegriffen

- Schienenapparat nach Maß in Sonderanfertigung, mit stufenlos einstellbarer Hüftabduktion- und Adduktion
- Beinschienen (mit Fallschlossverriegelung), inkl. Schuhausnahme nach Maß, mit Adaptersystem zum Fahrgestell/Chassis
- ProWalker-Fahrgestell mit integriertem Richtungsfeststeller für Fronträder und Feststellbremse für Hinterräder

	Chassis	<input type="checkbox"/> PRO-W-1500 (weiß)		Rangierhilfe	<input type="checkbox"/> PRO-W-1209
	Aufrichthilfe	<input type="checkbox"/> PRO-W-1202		Schreithilfe	<input type="checkbox"/> PRO-W-1270
	Vorderachse (nach Maß)	<input type="checkbox"/> PRO-W-1319 schmal, 600 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1390 breit, 700 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1396 extrabreit, 800mm		Schuhausnahmen	<input type="checkbox"/> PRO-W-1411 S (6,8 cm) <input type="checkbox"/> PRO-W-1412 M (7,3 cm) <input type="checkbox"/> PRO-W-1413 L (7,8 cm)
	(optional mit Lenkgestänge ¹⁾)	<input type="checkbox"/> PRO-W-1392 schmal, 600 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1393 breit, 700 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1394 extrabreit, 800mm			Beinfixierung
	Handfixierung	<input type="checkbox"/> PRO-W-1221 S <input type="checkbox"/> PRO-W-1222 M <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> PRO-W-1223 L <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> PRO-W-1224 XL		Thoraxpelotte	<input type="checkbox"/> PRO-W-1405 groß (25,5 – 31,5 cm) <input type="checkbox"/> PRO-W-1405 klein (19,5 – 22 cm)
	Parallelszugsystem	<input type="checkbox"/> PRO-W-1503 elastisch <input type="checkbox"/> PRO-W-1503 starr		Therapie-tisch⁴⁾	<input type="checkbox"/> PRO-W-1214
	Druckfeder	<input type="checkbox"/> PRO-W-1372 normal, weiß (bis 20 kg) <input type="checkbox"/> PRO-W-1373 stark, schwarz (ab 20 kg)		Hinterachse	<input type="checkbox"/> PRO-W-1380 600 mm <input type="checkbox"/> PRO-W-1381 800 mm
	Kopfstütze²⁾	<input type="checkbox"/> PRO-W-1230.1		Einstiegs-hilfe⁵⁾	<input type="checkbox"/> PRO-W-1512
	Sitzhose³⁾	<input type="checkbox"/> PRO-W-1225 S <input type="checkbox"/> PRO-W-1226 M	Bestellt gemäß den AGB von Pro Walk GmbH:		

1) Die Lenkoption kann nur in Verbindung mit der Aufrichthilfe genutzt werden.
 2) Die Kopfstütze kann nur in Verbindung mit der Thoraxpelotte genutzt werden.
 3) Die Sitzhose kann nur in Verbindung mit der Thoraxpelotte genutzt werden.
 4) Der Therapie-tisch kann nur in Verbindung mit der Aufrichthilfe genutzt werden.
 5) Die Einstiegs-hilfe kann erst ab einer Körpergröße von 100 cm benutzt werden.

Stempel und Unterschrift