


Für wen ist es geeignet?

Die Schulter-Sublux-Orthese eignet sich für Menschen, deren Muskeln im Schulterbereich den Oberarm nicht mehr in der richtigen Position am Schultergelenk halten können, z.B. bei:

- Schlaganfall
- MS
- Zerebralparese
- Schädel-Hirn-Trauma
- Plexus Brachialis Verletzung
- Querschnittlähmung im Hals-Mark-Bereich
- Zustand nach Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule mit Ausfällen (Teilausfällen) der Schultermuskulatur
- Schulterluxation
- Schulterinstabilität
- neurologisch bedingtem Schulterschmerz



DM Orthotics Ltd
Unit 2, Cardrew Way, Cornwall,
TR15 1SS, United Kingdom



Emergo
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands

Vertrieb durch:

PRO WALK
Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 3 – 5, D-63325 Langen
Tel.: (0 61 03) 7 06 42-00, Fax: (0 61 03) 7 06 42-39
E-Mail: info@prowalk.de




Pro Walk GmbH



@pro_walk

**Ihr Schulter-
Sublux-Orthesen
Partner vor Ort:**

Stempel



35
JAHRE
**PRO
WALK**

Schulter-Sublux- Orthese



© Pro Walk PM-PW-Schulter-Sublux-Orthese-Flyer-01/25

Was ist das eigentlich?

Die Schulter-Sublux-Orthese bringt den Arm am Schultergelenk in die richtige Position, wenn die Muskeln allein dazu nicht in der Lage sind. Nur wenn sich der Oberarmkopf in der richtigen Stellung im Schultergelenk befindet, kann die Schulter schmerzfrei bewegt werden – Basis jeder Armbewegung und jedes Greifens.

Wo liegen die Vorteile?

- **Sitzt und passt:** Die Orthese wird individuell für Sie gefertigt und auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Selbstverständlich gibt es sie auch für Damen.
- **Rutschfest:** Integrierte Haftstreifen stellen sicher, dass die Orthese auf der Haut nicht verrutschen kann.
- **Einfache Handhabung:** Ein großer, flächiger Verschluss macht das An- und Ablegen der Orthese einfach. Viele Betroffene können dies sogar selbstständig durchführen.
- **Stört nicht:** Die Orthese trägt kaum auf. Das atmungsaktive Material und der individuelle Zuschnitt machen es zudem möglich, sie viele Stunden am Stück zu tragen.
- **Hygienisch:** Selbstverständlich ist die Orthese auch in der Waschmaschine waschbar

Wie funktioniert es genau?

Die Orthese wird über den betroffenen Arm gezogen und im Brustbereich fixiert. Sie unterstützt die Zentrierung des Oberarmkopfes in der Gelenkpfanne. Gleichzeitig wird die umliegende Schultermuskulatur von der Orthese stimuliert und unterstützt. Sie trägt einen Teil des Gewichts des Armes und verbessert so die muskuläre Führung. Dabei wirkt die große Auflagefläche in Verbindung mit den entsprechenden Verstärkungen positiv auf die Selbstwahrnehmung der Schulter. Und nur was gespürt wird, kann auch bewusst bewegt werden. Die Orthese kann durch ergänzende Führung auch den Unterarm miteinbeziehen.



Großer flächiger Verschluss, mit einer Hand von vielen Betroffenen selbst anzulegen. Mit stabilisierter Schulter lassen sich schmerzfremige Bewegungen durchführen und der betroffene Arm kann im Alltag besser genutzt und in der Therapie eingesetzt werden.

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung!