

Bestellbogen

Swivel Walker VCG

Bitte per Mail an bestellungen@prowalk.de



- Komplettaufbau **Serie 1000 VCG** mit Begurtung, Achselhöhe Baumaß
B ≤ 900 mm, H ≤ 330 mm
- Komplettaufbau **Serie 1500 VCG** mit Begurtung, Achselhöhe Baumaß
(Sonderanfertigung) B > 900 mm ≤ 1500 mm, H > 330 mm


Patientendaten	Name:	
	Telefon:	Alter:
	Diagnose:	Körpergewicht:
	Klinik/Einrichtung:	rezept. Arzt:
	Orthop. Techniker:	Datum/Maß gen. am:

Maßangaben in mm, Maßzugaben siehe Rückseite		Endmaße einschl. Toleranz
A	Gesamtlänge (stehend)	mm
B	Fußsohle – Achsel - 50 mm	mm
C	Fußsohle – Scheitelpunkt – Gesäß	mm
D	Fußsohle bis Schritt - 50 mm	mm
E	Kniedrehpunkt	mm
F	Schulterbreite	mm
G	Brustkorbbreite (mit Korsett) + 15 mm	mm
H	Hüftbreite (mit Korsett) + 20 mm	mm
J	Sakralbandlänge	mm
K	Tiefe zum oberen Bügel + 50 mm	mm

Achtung:

- alle Maße müssen in aufrechter Körperhaltung genommen werden, d.h. im Messrahmen oder in einem alten SwivelWalker.
- Die Kontraktionen sollten auf ein Mindestmaß zurückgedrängt werden (individuell abhängig von der Toleranz des Patienten).
- Beachten Sie bitte Hinweise auf der Rückseite.

Grad der Kontraktionen			
	Hüfte	Knie	Füße
rechts			
links			
Kniekontrolle (Kniegurte)			
Typ	rechts	links	
normal			
valgus/varus			
extension			
Schuhtyp / Marke / Besonderheiten			
	Größe	Gesamtlänge	max. Breite
rechts			
links			
Optionen			
1 Paar Handgriffe			



Zusätzliche Anmerkungen:

- z.B. trägt der Patient Korsett, Schienen, Innenschuhe etc. Diese sind beim Maßnehmen zu berücksichtigen!

Bestellung erfolgt gemäß den AGB von Pro Walk GmbH:

Stempel/ Unterschrift: