

# Bestellbogen


## Dynamic GPS Soft-Orthese



**Bitte den Bestellbogen zuerst downloaden und dann vollständig ausfüllen!**

Bitte als PDF per E-Mail an [bestellungen@prowalk.de](mailto:bestellungen@prowalk.de)

Sanitätshaus/geschulter Partner:			
Adresse:			
abweichende Lieferadresse:			
Name des Patienten:			
Körpergröße:	Alter:	Gewicht:	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
<input type="checkbox"/> Folgeversorgung	<input type="checkbox"/> Erstversorgung		



**Farbmuster siehe Farbkarte!**

### Bitte beachten Sie folgende Hinweise:


- 1) Die Richtlinien des Maßnehmens und der Versorgungsoptionen sind dem jeweils aktuellen Handbuch zu entnehmen. Dieses ist Bestandteil der Zertifizierungs- und Refresherseminare.
- 2) Grundsätzlich sind Hautmaße zu nehmen.
- 3) An den jeweiligen Abschlussmaßen sind 5% Maßzugabe hinzuzugeben, da die Orthesen volumenreduziert gefertigt werden, um ihre volle Wirkung entfalten zu können.
- 4) Die Lycalagen sind sorgfältig und nachvollziehbar mit dem Versorgungsziel abzugleichen.
- 5) Um Verzögerungen und Rückfragen im Bestellprozess zu vermeiden, sollte die Bestellung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden.

### Besonderheiten/Bemerkungen:

Name des Patienten: \_\_\_\_\_ Bestell-Nr. \_\_\_\_\_


- Längenmaß
- Umfangsmaß
- mögliche
- Abschlussmaße
- je nach Modell + 5% Maßzugabe

## RECHTS




**R18 & R22** bitte bei den Modellen **DGPS-16 & 17**, bei Armädern oder besonders langem Unterarm nehmen.  
**R18** ist Endmaß bei Modell **DGPS-18**

**Bitte NUR bei Beugekontraktur des Ellenbogens (AEA) erheben:**



**Achtung:**  
**R6** bei langem Ärmel:  
 Messen über prominentester Stelle des Ellenbogens in leichter Beugung



Name des Patienten: \_\_\_\_\_ Bestell-Nr. \_\_\_\_\_

- Längenmaß
- Umfangmaß
- mögliche
- Abschlussmaße
- je nach Modell + 5% Maßzugabe


## LINKS

### Fingerlängen:



- Daumen  3 = \_\_\_\_\_
- Zeigefinger  6 = \_\_\_\_\_
- Mittelfinger  9 = \_\_\_\_\_
- Ringfinger  12 = \_\_\_\_\_
- Kleiner Finger  15 = \_\_\_\_\_

**L18** ist Endmaß bei Modell **DGPS-18**

**L18 & L22** bitte bei den Modellen **DGPS-16 & 17**, bei Armödem oder besonders langem Unterarm nehmen










### Bitte NUR bei Beugekontraktur des Ellenbogens (AEA) erheben:



**Achtung:**  
**L6** bei langem Ärmel:  
 Messen über prominentester Stelle des Ellenbogens in leichter Beugung

# Ankreuzliste

## Standardspezifikationen

 <b>DGPS 16/17</b>	 <b>DGPS 18</b>	 <b>DGPS 10</b>
 <p><b>Silikonband am proximalen Abschluss</b></p> <p>Vorderansicht Rückansicht</p>	 <p><b>Silikonband am proximalen Abschluss</b></p> <p>Vorderansicht Rückansicht</p>	 <p><b>Silikonband am proximalen u. distalen Abschluss</b></p> <p>Vorderansicht Rückansicht</p>
<p><b>Optionen empfohlen:</b></p>		
<p><b>Verschluss bitte ankreuzen!</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="87 750 295 907">  <p>Rückansicht</p> </div> <div data-bbox="327 750 534 907">  <p>Rückansicht</p> </div> </div> <p><input type="checkbox"/> <b>Standardreißverschluss</b>, proximales Orthesenende geschlossen</p> <p><input type="checkbox"/> <b>A1 -</b> durchgehender Reißverschluss</p>		
<p><b>Optionen empfohlen:</b></p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="87 1019 295 1176">  <p>Vorderansicht Rückansicht</p> </div> <div data-bbox="566 1019 997 1176">  <p>Rückansicht</p> </div> </div> <p><input type="checkbox"/> <b>Lycralage</b> zur Verbesserung der Dorsalextension</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Standardreißverschluss</b>, durchgehend</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="87 1288 295 1444">  <p>Vorderansicht Rückansicht</p> </div> <div data-bbox="566 1288 997 1444">  <p>Vorderansicht Rückansicht</p> </div> </div> <p><input type="checkbox"/> <b>Lycralage</b> zur Verbesserung der Palmarflexion</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Lycralage</b> zur Verbesserung der Palmarflexion</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="87 1556 295 1713">  <p>Vorderansicht Rückansicht</p> </div> </div> <p><input type="checkbox"/> <b>Lycralage</b> zur Verbesserung der Außenrotation des Armes</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="87 1825 295 1982">  <p>Vorderansicht Rückansicht</p> </div> </div> <p><input type="checkbox"/> <b>Lycralage</b> zur Verbesserung der Innenrotation des Armes</p>		

**T12 -**  
Reißverschlüsse an den Orthesenabschlüssen

**individuelle Zusatzoptionen**

**ARR** Lycralage zur Verbesserung der Radialabduktion

Vorderansicht      Rückansicht

Anzahl

DGPS-ARR rechts \_\_\_\_\_

DGPS-ARR links \_\_\_\_\_

**AUR** Lycralage zur Verbesserung der Ulnarabduktion

Vorderansicht      Rückansicht

Anzahl

DGPS-AUR rechts \_\_\_\_\_

DGPS-AUR links \_\_\_\_\_

**ATA** Lycralage zur Verbesserung der Daumenabduktion

Palmar      Dorsal

Vorderansicht      Rückansicht

Anzahl

DGPS-ATA rechts \_\_\_\_\_

DGPS-ATA links \_\_\_\_\_

**AHX** Lycralage zur Unterstützung der Ellenbogenflexion

Ellenbeuge

DGPS-AHX rechts \_\_\_\_\_ 1

DGPS-AHX links \_\_\_\_\_ 1

**ADT** Lycralage zur Unterstützung der Ellenbogenextension

Ellenbogen-  
spitze

DGPS-ADT rechts \_\_\_\_\_

DGPS-ADT links \_\_\_\_\_

**AEX** Fertigung in Dorsalextension zur Verstärkung der Wirkung gegen Palmarflexion. **Bitte die Hand in gewünschter Position vermessen und die Lycralage für Dorsalextension ankreuzen!** (fertigungstechnisch kann diese Option nicht mit ARD kombiniert werden)

10°     20°     30°

DGPS-AHX rechts \_\_\_\_\_

DGPS-AHX links \_\_\_\_\_

**AFX** Fertigung in Palmarflexion zur Verstärkung der Wirkung gegen Dorsalextension. **Bitte die Hand in gewünschter Position vermessen und die Lycralage für Palmarflexion ankreuzen!** (fertigungstechnisch kann diese Option nicht mit ARD kombiniert werden)

10°     20°     30°

DGPS-AFX rechts \_\_\_\_\_

DGPS-AFX links \_\_\_\_\_

**AEA** bei fixierter Ellenbogenkontraktur. **Bitte zusätzlich Maße auf dem Maßblatt ergänzen!**

Winkelangabe: \_\_\_\_\_




DGPS-AEA \_\_\_\_\_

**ARD** Fertigung in Radialduktion - wird automatisch mit der Lycralage ARR ergänzt

DGPS-ARD rechts \_\_\_\_\_


DGPS-ARD links \_\_\_\_\_

**individuelle Zusatzoptionen**

<p><b>ATP</b> Lycralagen zur Dämpfung eines proximalen Tremurs im Unterarm</p>  <p>Anzahl</p> <p>DGPS-ATP rechts <input type="checkbox"/></p> <p>DGPS-ATP links <input type="checkbox"/></p>	<p><b>ATD</b> Lycralagen zur Dämpfung eines distalen Tremurs im Unterarm</p>  <p>Anzahl</p> <p>DGPS-ATD rechts <input type="checkbox"/></p> <p>DGPS-ATD links <input type="checkbox"/></p>	<p><b>ATX</b> Lycralagen zur Dämpfung eines globalen Tremurs im Unterarm</p>  <p>Vorderansicht Rückansicht</p> <p>Anzahl</p> <p>DGPS-ATX rechts <input type="checkbox"/></p> <p>DGPS-ATX links <input type="checkbox"/></p>
--	---	---

 <p>Lycralage zur Verbesserung der Fingerstreckung</p>	 <p>Handschuh ohne Daumenansatz</p>
---	--

**zusätzlich an den Verschlüssen**

<p><b>T5</b></p> <p>Elastische Klettverschlüsse an den Enden der Reißverschlüsse</p> 	<p><b>T13</b></p> <p>kleine Verlängerungsschleife an allen Reißverschlusschiebern</p> 	<p><b>EZG</b></p> <p>große Schlaufe an den Reißverschlusschiebern</p>  <p>Längenangabe: _____</p>
---	--	--

# Wählen Sie Ihre Farboptionen:

1 Grundmaterial	2 Lycralagen	3 Nahtfarben
 Beige <input type="checkbox"/>	 Beige <input type="checkbox"/>	 Beige <input type="checkbox"/>  Hellgrün <input type="checkbox"/>
 Flieder <input type="checkbox"/>	 Flieder <input type="checkbox"/>	 Flieder <input type="checkbox"/>  Orange <input type="checkbox"/>
 Dunkelblau <input type="checkbox"/>	 Dunkelblau <input type="checkbox"/>	 Dunkelblau <input type="checkbox"/>  Gelb <input type="checkbox"/>
 Schwarz <input type="checkbox"/>	 Schwarz <input type="checkbox"/>	 Schwarz <input type="checkbox"/>  Cerise <input type="checkbox"/>
 Weiß <input type="checkbox"/>	 Weiß <input type="checkbox"/>	 Weiß <input type="checkbox"/>  Dunkelgrün <input type="checkbox"/>
 Rot <input type="checkbox"/>	 Pink <input type="checkbox"/>	 Pink <input type="checkbox"/>  Dunkellila <input type="checkbox"/>
 Dunkelgrün <input type="checkbox"/>	 Rot <input type="checkbox"/>	 Rot <input type="checkbox"/>  Hellblau <input type="checkbox"/>
 Dunkellila <input type="checkbox"/>	 Hellrosa <input type="checkbox"/>	 Hellrosa <input type="checkbox"/>
 Hellrosa <input type="checkbox"/>	 Hellblau <input type="checkbox"/>	
 Hellblau <input type="checkbox"/>		

**Bitte beachten Sie,** dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Datum: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH