

Bestellbogen


Pro Walk Schulter-Sublux-Orthese



Bitte den Bestellbogen zuerst downloaden und dann vollständig ausfüllen!


Bitte als PDF per E-Mail an bestellungen@prowalk.de

Sanitätshaus/geschulter Partner:			
Adresse:			
abweichende Lieferadresse:			
Name des Patienten:			
Körpergröße:	Alter:	Gewicht:	☐ männlich ☐ weiblich
☐ Folgeversorgung	☐ Erstversorgung		



Achten Sie beim Vermessen darauf, dass die Schulterposition korrigiert ist. Daher die Maße im Liegen nehmen. **Bitte beachten Sie die beigefügte Anleitung zum Maßnehmen.**

☐ Längenmaß
☐ Umfangsmaß
 mögliche
 Abschlußmaße
 je nach Modell +
 5% Maßzugabe




- ☐ **mit kurzem Arm** (empfohlenes Ende der Orthese R/L6), ein Querfinger oberhalb der Ellbeuge
- ☐ **mit langem Arm** (mit Reißverschluss am Ärmelende)

Bei Damen:

- ☐ zweigeteilter, im Brustbereich offener Verschluss (Benutzung des eigenen BHs ist möglich)
- ☐ zweigeteilter Verschluss mit Baumwoll-einsatz (nur bei Körbchengröße A und B möglich)

Standardspezifikationen


- * Lycralage über den Rücken, über die Schulter nach ventral verlaufend
- * Silikonband am Ärmelabschluss



Individuelle Zusatzoptionen

TSL (Abb. für rechts)

Lycralage zur Unterstützung bei Subluxation der Schulter



Anzahl

DGPS-TSL rechts	2	☐
DGPS-TSL links	2	☐

TCO (Abb. für rechts)

Lycralage zur Verbesserung der thorakalen Aufrichtung




Anzahl

DGPS-TCO rechts	_____	☐
DGPS-TCO links	_____	☐

AED (Abb. für rechts oder links)

Lycralage zur Verbesserung der Außenrotation des Oberarms und der Supination des Unterarms




Anzahl

DGPS-AED rechts	_____	☐
DGPS-AED links	_____	☐

TCOD (Abb. für rechts)

Lycralage zur Verbesserung der thorakalen Aufrichtung, der Schulterdepression




Anzahl

DGPS-TCOD rechts	_____	☐
DGPS-TCOD links	_____	☐

TLR (Abb. für rechts)

Lycralage zur Verbesserung der seitlichen Rumpfstabilität.




Anzahl

DGPS-TLR rechts	_____	☐
DGPS-TLR links	_____	☐

TPS

Abpolsterung



Abpolsterung

☐

Wählen Sie Ihre Farboptionen:

1 Grundmaterial	2 Lycralagen	3 Nahtfarben
 Beige ☐	 Beige ☐	 Beige ☐  Hellgrün ☐
 Flieder ☐	 Flieder ☐	 Flieder ☐  Orange ☐
 Dunkelblau ☐	 Dunkelblau ☐	 Dunkelblau ☐  Gelb ☐
 Schwarz ☐	 Schwarz ☐	 Schwarz ☐  Cerise ☐
 Weiß ☐	 Weiß ☐	 Weiß ☐  Dunkelgrün ☐
 Rot ☐	 Pink ☐	 Pink ☐  Dunkellila ☐
 Dunkelgrün ☐	 Rot ☐	 Rot ☐  Hellblau ☐
 Dunkellila ☐	 Hellrosa ☐	 Hellrosa ☐
 Hellrosa ☐	 Hellblau ☐	
 Hellblau ☐		

Bitte beachten Sie, dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Datum:

Ansprechpartner:

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH