

Bestellbogen


Dynamic GPS Soft-Orthese



Bitte den Bestellbogen zuerst downloaden und dann vollständig ausfüllen!

Bitte als PDF per E-Mail an bestellungen@prowalk.de

Sanitätshaus/geschulter Partner:			
Adresse:			
abweichende Lieferadresse:			
Name des Patienten:			
Körpergröße:	Alter:	Gewicht:	☐ männlich ☐ weiblich
☐ Folgeversorgung	☐ Erstversorgung		



Farbmuster siehe Farbkarte!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- 1) Die Richtlinien des Maßnehmens und der Versorgungsoptionen sind dem jeweils aktuellen Handbuch zu entnehmen. Dieses ist Bestandteil der Zertifizierungs- und Refresherseminare.
- 2) Grundsätzlich sind Hautmaße zu nehmen.
- 3) An den jeweiligen Abschlussmaßen sind 5% Maßzugabe hinzuzugeben, da die Orthesen volumenreduziert gefertigt werden, um ihre volle Wirkung entfalten zu können.
- 4) Die Lycralagen sind sorgfältig und nachvollziehbar mit dem Versorgungsziel abzugleichen.
- 5) Um Verzögerungen und Rückfragen im Bestellprozess zu vermeiden, sollte die Bestellung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden.

Besonderheiten/Bemerkungen:


Name des Patienten:

Bestell-Nr.


- ☐ Längenmaß
☒ Umfangmaß
 mögliche
 Abschlussmaße
 je nach Modell +
 5% Maßzugabe

Fingerlängen:

- Daumen ☐ 3 = _____
 Zeigefinger ☐ 6 = _____
 Mittelfinger ☐ 9 = _____
 Ringfinger ☐ 12 = _____
 Kleiner Finger ☐ 15 = _____

RECHTS


Bitte NUR bei Beugekontraktur des Ellenbogens (AEA) erheben:



R18 & R22 bitte bei den Modellen **DGPS-16 & 17**, bei Armödem oder besonders langem Unterarm nehmen.

R18 ist Endmaß bei Modell **DGPS-18**

Achtung:
R6 bei langem Ärmel:
 Messen über prominentester Stelle
 des Ellenbogens in leichter Beugung



Name des Patienten:

Bestell-Nr.

- ☐ Längenmaß
☒ Umfangmaß
 mögliche
 Abschlussmaße
 je nach Modell +
 5% Maßzugabe


LINKS

Fingerlängen:



- | | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| Daumen | ☐ 3 = | _____ |
| Zeigefinger | ☐ 6 = | _____ |
| Mittelfinger | ☐ 9 = | _____ |
| Ringfinger | ☐ 12 = | _____ |
| Kleiner Finger | ☐ 15 = | _____ |

L18 ist Endmaß bei Modell
DGPS-18

L18 & L22 bitte bei den
Modellen **DGPS-16 & 17**,
bei Armödem oder besonders
langem Unterarm nehmen



Bitte **NUR** bei Beugekontraktur des
Ellenbogens (AEA) erheben:


















Achtung:

L6 bei langem Ärmel:
Messen über prominentester Stelle des
Ellenbogens in leichter Beugung


Ankreuzliste

Standardspezifikationen

DGPS 16/17	DGPS 18	DGPS 10
 DGPS 16/17	 DGPS 18	 DGPS 10
Silikonband am proximalen Abschluss  Vorderansicht Rückansicht	Silikonband am proximalen Abschluss  Vorderansicht Rückansicht	Silikonband am proximalen u. distalen Abschluss  Vorderansicht Rückansicht
Optionen empfohlen: Verschluss bitte ankreuzen!   Rückansicht Rückansicht ☐ Standardreißverschluss, proximales Orthesenende geschlossen ☐ A1 - durchgehender Reißverschluss	Standard-reißverschluss, durchgehend  Rückansicht	Option empfohlen:  Rückansicht ☐ T12 - Reißverschlüsse an den Orthesenabschlüssen
 Vorderansicht Rückansicht ☐ Lycralage zur Verbesserung der Dorsalextension	 Vorderansicht Rückansicht ☐ Lycralage zur Verbesserung der Dorsalextension	
 Vorderansicht Rückansicht ☐ Lycralage zur Verbesserung der Palmarflexion	 Vorderansicht Rückansicht ☐ Lycralage zur Verbesserung der Palmarflexion	
 Vorderansicht Rückansicht ☐ Lycralage zur Verbesserung der Außenrotation des Armes		
 Vorderansicht Rückansicht ☐ Lycralage zur Verbesserung der Innenrotation des Armes		

individuelle Zusatzoptionen

ARR Lycralage zur Verbesserung der Radialabduktion




Anzahl

DGPS-ARR rechts ☐

DGPS-ARR links ☐

AUR Lycralage zur Verbesserung der Ulnarabduktion




Anzahl

DGPS-AUR rechts ☐

DGPS-AUR links ☐

ATA Lycralage zur Verbesserung der Daumenabduktion




Anzahl

DGPS-ATA rechts ☐

DGPS-ATA links ☐

AHX Lycralage zur Unterstützung der Ellenbogenflexion


Ellenbeuge



DGPS-AHX rechts 1 ☐

DGPS-AHX links 1 ☐

ADT Lycralage zur Unterstützung der Ellenbogenextension

Ellenbogen-
spitze

Anzahl

DGPS-ADT rechts ☐

DGPS-ADT links ☐

AEX Fertigung in Dorsalextension zur Verstärkung der Wirkung gegen Palmarflexion. **Bitte die Hand in gewünschter Position vermessen und die Lycralage für Dorsalextension ankreuzen!** (fertigungstechnisch kann diese Option nicht mit ARD kombiniert werden)


☐ 10° ☐ 20° ☐ 30°

DGPS-AHX rechts ☐

DGPS-AHX links ☐

AFX Fertigung in Palmarflexion zur Verstärkung der Wirkung gegen Dorsalextension. **Bitte die Hand in gewünschter Position vermessen und die Lycralage für Palmarflexion ankreuzen!** (fertigungstechnisch kann diese Option nicht mit ARD kombiniert werden)


☐ 10° ☐ 20° ☐ 30°

DGPS-AFX rechts ☐

DGPS-AFX links ☐

AEA bei fixierter Ellenbogenkontraktur. **Bitte zusätzlich Maße auf dem Maßblatt ergänzen!**

Winkelangabe:

DGPS-AEA ☐




ARD Fertigung in Radialduktion - wird automatisch mit der Lycralage ARR ergänzt




DGPS-ARD rechts ☐




DGPS-ARD links ☐

individuelle Zusatzoptionen

ATP Lycralagen zur Dämpfung eines proximalen Tremurs im Unterarm  Anzahl DGPS-ATP rechts ☐ DGPS-ATP links ☐	ATD Lycralagen zur Dämpfung eines distalen Tremurs im Unterarm  Anzahl DGPS-ATD rechts ☐ DGPS-ATD links ☐	ATX Lycralagen zur Dämpfung eines globalen Tremurs im Unterarm  Vorderansicht Rückansicht Anzahl DGPS-ATX rechts ☐ DGPS-ATX links ☐
--	---	--

 Lycralage zur Verbesserung der Fingerstreckung	 Handschuh ohne Daumenansatz
---	---

zusätzlich an den Verschlüssen

T5 Elastische Klettverschlüsse an den Enden der Reißverschlüsse 	T13 kleine Verlängerungsschleife an allen Reißverschlusschiebern 	EZG große Schlaufe an den Reißverschlusschiebern  Längenangabe: _____
---	---	--

Wählen Sie Ihre Farboptionen:

① Grundmaterial	② Lycralagen	③ Nahtfarben
 Beige ☐	 Beige ☐	 Beige ☐  Hellgrün ☐
 Flieder ☐	 Flieder ☐	 Flieder ☐  Orange ☐
 Dunkelblau ☐	 Dunkelblau ☐	 Dunkelblau ☐  Gelb ☐
 Schwarz ☐	 Schwarz ☐	 Schwarz ☐  Cerise ☐
 Weiß ☐	 Weiß ☐	 Weiß ☐  Dunkelgrün ☐
 Rot ☐	 Pink ☐	 Pink ☐  Dunkellila ☐
 Dunkelgrün ☐	 Rot ☐	 Rot ☐  Hellblau ☐
 Dunkellila ☐	 Hellrosa ☐	 Hellrosa ☐
 Hellrosa ☐	 Hellblau ☐	
 Hellblau ☐		

Bitte beachten Sie, dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Datum:

Ansprechpartner:

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH