



35
JAHRE
PRO
WALK

COLOURING
PAPER/
LAMINIERSTOFF
01/26

Colouring Paper und Laminierstoffe

Individuelle Farbgebung von Orthesen aus thermoplastischem Plattenmaterial für die Tiefzieh-technik

TRANSFERPAPIER ZUR INDIVIDUELLEN FARBGESTALTUNG VON KUNSTSTOFFEN (PE UND PP)

Neben einer optimalen Passform und Funktionalität, nimmt in der Orthetik die Optik einen zunehmend wichtigen Platz ein. Das Colouring Paper (auch Transferpapier, Thermopapier oder Färbepapier genannt), ermöglicht in der Orthopädietechnik eine individuelle Farbgestaltung von Orthesen innerhalb weniger Minuten. Die Übertragung der speziellen Sublimationsfarbe, die auf das Trägerpapier aufgebracht ist, in den Kunststoff funktioniert durch Wärme und geschieht vor der eigentlichen Erstellung der Orthese. Unsere große Auswahl an modernen und bunten Designs macht jedes Hilfsmittel zu einem besonderen Einzelstück und hält für jeden Geschmack das passende bereit.

LAMINIERSTOFFE ZUR INDIVIDUALISIERUNG IN DER ORTHETIK UND PROTHETIK

In der Orthopädietechnik werden Laminierstoffe (auch Dekorstoff oder Laminierschlauch genannt) bei der Fertigung von Orthesen und Prothesen in Gießharztechnik genutzt.

Der Stoff besteht aus Polyester, bzw. Stoff mit hohem Elastananteil, was sich besonders durch hohe Elastizität auszeichnet und so auch bei enge Rädern und kleinen Orthesen zum Einsatz kommt. Für unsere Laminierstoffe halten wir eine vielfältige Motivauswahl von bunten bis gedeckten Farben für Sie bereit.



Die Vorteile der Colouring Paper und Laminierstoffe

- ✓ **BLEIBEN SIE FLEXIBEL**
Färbepapier und Laminierstoffe sind in kleinen Bestellmengen ab einem Laufmeter erhältlich, sodass Sie Ihre Wunschdesigns flexibel zusammenstellen können.
- ✓ **GESCHMACKSSACHE**
Von einfarbigen Designs über Animalprint, Einhörner, Dinos bis hin zu Sternen und coolen Prints – von Groß bis Klein ist für jeden Geschmack etwas dabei.
- ✓ **EINFACHE HANDHABUNG**
Die hohe Stabilität des Colouring Paper vereinfacht das Zuschneiden und das Anpressen auf den Kunststoff, sowie das erneute Abziehen.
- ✓ **NACHHALTIG GUT**
Die Designs werden auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt, das verantwortungsvoll aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.
- ✓ **ERFAHRUNG ZAHLT SICH AUS**
Wir bringen mit unseren Materialien seit nunmehr 30 Jahren Farbe in die Orthopädietechnik!

WEITERE FRAGEN?

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen zum Färbepapier und den Laminierstoffen?

Dann beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch!

Rufen Sie uns an unter 06103 – 70 64 200.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht!

Designs zur individuellen Farbgebung von Orthesen aus thermoplastischem Plattenmaterial in Gießharztechnik.



Twinkle Star Kennung 209 Laminierstoff ☒
Papier ☒



Cosmos Kennung 1212 Laminierstoff ☒
Papier ☒



Unicorns Kennung 1211 Laminierstoff ☒
Papier ☒



Tattoo Kennung 69 Laminierstoff ☒
Papier ☒




Karibik Bay Kennung 203 Laminierstoff ☒
Papier ☒



Tornado

Kennung 13


Laminierstoff ☒
Papier ☒



Iceage

Kennung 50


Laminierstoff ☒
Papier ☒



Lava

Kennung 61

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Camouflage

Kennung 25


Laminierstoff ☒
Papier ☒



Hearts & Roses

Kennung 68

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Crunch

Kennung 202

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Flower Power

Kennung 76


Laminierstoff ☒
Papier ☒



Sweetheart

Kennung 72

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Sky

Kennung 16

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Fly and Drive II

Kennung 15

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Fly and Drive I

Kennung 14

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Butterfly Spring

Kennung 60

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Butterfly II

Kennung 26


Laminierstoff ☒
Papier ☒



Starlight

Kennung 83


Laminierstoff ☒
Papier ☒



Ocean

Kennung 23

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Zebra

Kennung 91


Laminierstoff ☒
Papier ☒



Deutschland I

Kennung 66


Laminierstoff ☒
Papier ☒



Leopard

Kennung 90

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Regentropfen

Kennung 51

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Bang Bam

Kennung 95

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Dino II (hellblau)

Kennung 206

Laminierstoff ☒
Papier ☒



Denim

Kennung 30


- Laminierstoff ☒
- Papier ☒



Stars & Stripes

Kennung 53

- Laminierstoff ☒
- Papier ☒



Carbon Plus

Kennung 201

- Laminierstoff ☒
- Papier ☒



Carbon

Kennung 63

- Laminierstoff ☒
- Papier ☒

Alle Uni Farben

Papier




Laminierstoff (nur Uni Hautfarbe dunkel erhältlich)



Uni blau
Kennung 19




Uni rot
Kennung 20



Uni gelb
Kennung 21



Uni Schwarz
Kennung 62



Uni pink
Kennung 71




Uni Hautfarbe
dunkel
Kennung 73



Uni Hautfarbe
hell
Kennung 74



Uni violett
Kennung 75



Uni brown
Kennung 92

Maßstab:

Alle Muster sind, wenn nicht anders angegeben, 20% verkleinert dargestellt.

Abgabegrößen:


Original-Papierbögen sind ca. 150 cm x 100 cm groß

Druckverfahren:


Alle hier dargestellten Farbmuster kommen auf Papier anders zur Geltung, als auf thermoplastischem Material. Farbabweichungen sind außerdem vom Werkstoff und von der Verarbeitung abhängig.

Colouring Paper


Einzeldesigns




D-3001




D-3002




D-3003




D-3004




D-3009




D-3010




D-3011




D-3012



D-3014




D-3015




D-3016



D-3017



D-3019




D-3020



D-3021




D-3022




D-3005




D-3006



D-3007



D-3008



D-3013



D-3018



Originalgröße

LOONEY TUNES, characters, names and all related indicia
are trademarks of Warner Bros. © 1995



**PRO
WALK**

**Pro Walk
Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH**

Paul-Ehrlich-Str. 3 – 5, D-63225 Langen

Telefon: (0 61 03) 7 06 42 - 00

Telefax: (0 61 03) 7 06 42 - 39

E-Mail: info@prowalk.de

www.prowalk.de